


Комплект таблиц для проверки зрения к аппарату Ротта

Проекторы знаков и таблицы для проверки зрения



Ваша цена

Розница
650 руб.

Оптовая цена
600 руб.

**Сделано
в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Комплект таблиц для проверки зрения к аппарату Ротта

Комплект таблиц для проверки зрения к аппарату Ротта представляет собой набор стандартных офтальмологических тест-материалов, предназначенных для оценки остроты зрения у пациентов различных возрастных групп. Используется в составе диагностических кабинетов офтальмолога и при проведении базовой и расширенной проверки зрительных функций.

Набор включает классические и специализированные таблицы, позволяющие проводить объективную оценку центрального зрения, выявлять нарушения рефракции и контролировать динамику зрительных функций. Таблицы адаптированы для использования на стандартном расстоянии и обеспечивают корректную диагностику в условиях офтальмологического кабинета.

Комплект применяется совместно с аппаратами проверки зрения, включая аппарат Ротта, и подходит для оснащения поликлиник, кабинетов офтальмолога, медицинских центров и диагностических отделений.

Состав комплекта

- Таблица Головина-Сивцева (кольца Ландольта) для проверки остроты зрения.
- Таблица для проверки остроты зрения вблизи.
- Таблица Орлова-Сивцева (детская) для проверки остроты зрения.
- Таблица Головина-Сивцева (буквы) для проверки остроты зрения.
- Таблица Ш-типа для проверки остроты зрения.

Особенности

- Стандартизированные офтальмологические таблицы для оценки остроты зрения.
- Возможность обследования взрослых и детей.
- Использование различных типов оптотипов (буквы, кольца, символы).
- Подходит для диагностики нарушений рефракции.
- Применение в составе офтальмологических диагностических систем.
- Совместимость с оборудованием для проверки зрения, включая аппарат Ротта.

Преимущества

- Комплект стандартных офтальмологических таблиц для комплексной проверки зрения.
- Подходит для обследования взрослых и детей.
- Совместимость с аппаратом Ротта и аналогичным оборудованием.
- Включает таблицы для проверки зрения вдаль и вблизи.
- Использование различных типов оптотипов для точной диагностики.
- Удобство применения в офтальмологических кабинетах.
- Подходит для медицинских учреждений различного профиля.
- Компактность и удобство хранения.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для кабинета офтальмолога

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032647.pdf>

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.