

Кронштейн для аквадистиллятора ДЭ-4М/ДЭ-10М

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 8 400 руб. 8 200 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Кронштейн для дистиллятора ДЭ-4, ДЭ-10М

Кронштейн с подставкой предназначен для настенного крепления аквадистиллятора серии ДЭ.

Кронштейн необходимо закрепить на стене строго горизонтально.

Использование кронштейна не по назначению, а также нагрузка посторонними предметами не допускается.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	280×280×279
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.