


Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы

Арт. АЭ-25_кронштейн



Ваша цена

Розница

5 140 руб.

Оптовая цена

4 950 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Кронштейн для дистиллятора АЭ-25

Кронштейн с подставкой предназначен для настенного крепления аквадистиллятора серии АЭ-25.

Кронштейн необходимо закрепить на стене строго горизонтально.

Для крепления использовать дюбель-гвозди, входящие в комплект.

Использование кронштейна не по назначению, а также нагрузка посторонними предметами не допускается.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

АЭ-25_кронштейн

Бренд

Ливам

Страна бренда

Россия

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.