

Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-4/АЭ-5

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 4 374 руб. 4 212 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора АЭ-4, АЭ-5

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора АЭ-4, АЭ-5 — надёжный монтажный элемент, предназначенный для экономии пространства и удобного размещения дистилляторов на вертикальной поверхности.

Изделие предназначено для крепления на стену аквадистиллятора A3−4 и A3−5, что обеспечивает безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования в ограниченном пространстве.

Кронштейн изготовлен из прочного металлического сплава, устойчивого к влаге и температурным перепадам, что особенно важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности, характерной для процедурных и лабораторных помещений.

Компактные габариты и продуманная конструкция позволяют быстро и просто установить кронштейн на стену, не нарушая целостности отделки. Конструкция рассчитана на долговременное использование без деформации и ослабления креплений.

Настенный кронштейн рекомендован для медицинских учреждений, лабораторий, аптек, ветеринарных клиник, косметологических кабинетов и других помещений, где требуется соблюдение санитарно-гигиенических норм при компактном размещении оборудования.

Особенности

- Прочное и надёжное крепление аквадистилляторов АЭ-4 и АЭ-5 на стене;
- Экономия рабочего пространства;
- Изготовлен из устойчивого к влаге металла с защитным покрытием;
- Подходит для использования в влажных и стерильных помещениях;
- Простая установка и удобство эксплуатации;
- Продуманная конструкция для равномерного распределения нагрузки.

Технические характеристики

Количество мест

		_
Параметр	Значение	
Материал	Металл с антикоррозийным	- покрытием
Назначение	Крепление аквадистиллято	ров АЭ–4 и АЭ–5 на стену
Способ установ	вки Настенное креплени	e
Габариты (Д × L	Ш × B) 250 × 150 × 120 м	IM
Вес 1,5 кг	Γ	_
Допустимая на Транспортные ха		-
Папаметп	Значение	_

1



Габариты упаковки (Д × Ш × В)	270 × 170 × 140 мм
Масса брутто 1,7 кг	
Объём упаковки 0,0064 м³	_

Преимущества

Кронштейны Ливам АЭ–4 и АЭ–5 обладают рядом преимуществ, обеспечивающих надёжное и безопасное крепление оборудования в медицинских учреждениях:

- Прочные металлические конструкции гарантируют длительный срок службы и устойчивость к нагрузкам.
- Порошковое антикоррозийное покрытие обеспечивает защиту от влаги, дезинфицирующих средств и механических повреждений.
- Регулируемое положение держателя удобная настройка для оптимального расположения оборудования.
- Надёжная фиксация аппаратов исключает смещение и падение во время эксплуатации.
- Компактные размеры экономия пространства на рабочем месте без ущерба функциональности.
- Совместимость с различными моделями оборудования универсальность применения в физиотерапии, диагностике и реабилитации.
- Удобство монтажа быстрая установка на стену или другую вертикальную поверхность.
- Эстетичный внешний вид гармонично вписывается в интерьер медицинских кабинетов.

Кронштейны Ливам АЭ–4/АЭ–5 — это надёжное и функциональное решение для крепления медицинской аппаратуры, способствующее рациональной организации рабочего пространства и повышению безопасности при проведении процедур.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.