

Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-4/АЭ-5

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
4 447 руб.

Оптовая цена
4 282 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора АЭ-4, АЭ-5

Кронштейн для настенного крепления аквадистиллятора АЭ-4, АЭ-5 – надёжный монтажный элемент, предназначенный для экономии пространства и удобного размещения дистилляторов на вертикальной поверхности.

Изделие предназначено для крепления на стену аквадистиллятора [АЭ-4](#) и [АЭ-5](#), что обеспечивает безопасную и надёжную эксплуатацию оборудования в ограниченном пространстве.

Кронштейн изготовлен из прочного металлического сплава, устойчивого к влаге и температурным перепадам, что особенно важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности, характерной для процедурных и лабораторных помещений.

Компактные габариты и продуманная конструкция позволяют быстро и просто установить кронштейн на стену, не нарушая целостности отделки. Конструкция рассчитана на долговременное использование без деформации и ослабления креплений.

Настенный кронштейн рекомендован для медицинских учреждений, лабораторий, аптек, ветеринарных клиник, косметологических кабинетов и других помещений, где требуется соблюдение санитарно-гигиенических норм при компактном размещении оборудования.

Особенности

- Прочное и надёжное крепление аквадистилляторов АЭ-4 и АЭ-5 на стене;
- Экономия рабочего пространства;
- Изготовлен из устойчивого к влаге металла с защитным покрытием;
- Подходит для использования в влажных и стерильных помещениях;
- Простая установка и удобство эксплуатации;
- Продуманная конструкция для равномерного распределения нагрузки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Металл с антикоррозийным покрытием
Назначение	Крепление аквадистилляторов АЭ-4 и АЭ-5 на стену
Способ установки	Настенное крепление
Габариты (Д × Ш × В)	250 × 150 × 120 мм
Вес	1,5 кг
Допустимая нагрузка	до 10 кг

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Габариты упаковки (Д × Ш × В)	270 × 170 × 140 мм
Масса брутто	1,7 кг

Преимущества

Кронштейны Ливам АЭ-4 и АЭ-5 обладают рядом преимуществ, обеспечивающих надёжное и безопасное крепление оборудования в медицинских учреждениях:

- Прочные металлические конструкции – гарантируют длительный срок службы и устойчивость к нагрузкам.
- Порошковое антикоррозийное покрытие – обеспечивает защиту от влаги, дезинфицирующих средств и механических повреждений.
- Регулируемое положение держателя – удобная настройка для оптимального расположения оборудования.
- Надёжная фиксация аппаратов – исключает смещение и падение во время эксплуатации.
- Компактные размеры – экономия пространства на рабочем месте без ущерба функциональности.
- Совместимость с различными моделями оборудования – универсальность применения в физиотерапии, диагностике и реабилитации.
- Удобство монтажа – быстрая установка на стену или другую вертикальную поверхность.
- Эстетичный внешний вид – гармонично вписывается в интерьер медицинских кабинетов.

Кронштейны Ливам АЭ-4/АЭ-5 – это надёжное и функциональное решение для крепления медицинской аппаратуры, способствующее рациональной организации рабочего пространства и повышению безопасности при проведении процедур.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Сортировка по популярности МСК	1920
Сортировка по популярности РНД	2750
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.