

Кровоостанавливающий жгут-турникет с пластиковым воротком

Первая помощь



Ваша цена

Розница
346 руб.

Оптовая цена
304 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Кровоостанавливающий жгут-турникет

Кровоостанавливающий жгут типа «турникет-закрутка» предназначен для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах с сильным открытым кровотечением. Используется для остановки массивного кровотечения из конечностей в полевых условиях или при обычной догоспитальной неотложной помощи.

Общая длина жгута 95 см, позволяет использовать его для гемостаза рук и ног большинства людей. Ширина жгута: 8 см.

Все операции для полного перекрытия кровотока (гемостаза) в конечности могут выполняться одной рукой. При этом можно легко регулировать необходимое давление, чтобы быстро останавливать кровотечение в верхних или нижних конечностях, тормозить отток артериальной крови и значительно повышать эффективность гемостаза. Вшитая внутренняя стропа утягивает жгут сразу по всей длине, позволяя перекрывать кровотоки с равномерным распределением давления по всей окружности и снижает нагрузку на кожу и мышцы, предотвращая точечное давление, которое может привести к травмам.

Изготовлен из прочного нейлона и твёрдого пластика, его можно использовать в любых погодных условиях. Красная маркировка помогает быстро найти кончик кровоостанавливающего ремня в условиях пониженной видимости. Застёжка-липучка, расположенная по всей длине ремня, позволяет использовать его поверх одежды, в том числе зимней. Имеет надёжную фиксацию даже при максимально сильном натяжении жгута.

Оснащён специальной накладкой на липучке для указания времени наложения.

Может применяться для остановки кровотечений: при оказании скорой медицинской помощи и в медицине катастроф, при проведении спасательных операций при чрезвычайных ситуациях, техногенных авариях и стихийных бедствиях, для первой неотложной помощи пострадавшим в походных условиях, при дорожно-транспортных происшествиях, во время боевых действий и в полевых военно-тактических условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здоровоохранение
Габариты, мм	220×95×40

Вес, кг	0.07
----------------	------

Вес в упаковке, кг	0
---------------------------	---

Страна производства	Китай
----------------------------	-------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.