

Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница
485 руб.

Оптовая цена
485 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Крышка для медицинского лотка Ока-Медик ЛМПу-400

Крышка для медицинского лотка [Ока-Медик ЛМПу-400](#) – предназначена для размещения инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении процедур мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации в сухожаровых шкафах.

Крышка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к дезинфекции и стерилизации паром или химическим способом согласно МУ 287-113. Она обеспечивает герметичное закрытие лотка и совместима с лотком объёмом 3 л.

Особенности

- Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.
- Совместима с лотком [Ока-Медик ЛМПу-400](#).
- Устойчива к дезинфекции и стерилизации паром или химическим способом по МУ 287-113.
- Обеспечивает герметичное закрытие лотка для защиты инструментов и материалов.
- Подходит для лечебно-профилактических учреждений всех профилей.
- Простая и надёжная конструкция для многократного использования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	400 × 300
Вес, кг	1.3
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.