

Кварцевые кюветы для спектрофотометрии МиниМед

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница
1 708 руб.

Оптовая цена
1 647 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Материал кювет: стекло
- Подходит для: спектрофотометров СФ

Описание

Кварцевые спектрофотометрические кюветы «МиниМед»

Кварцевые кюветы «МиниМед» подходят для использования с спектрофотометрами серии СФ, Минигем.

Они изготовлены из кварцевого стекла марки КУ-1 по технологии УФ-склеивания. Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой) и разбавленных щелочей.

Подходят для работы в области спектра от 260 до 2500 нм. Для кюветы 10×10 область спектра чуть больше: от 190 до 2500 нм.

Кювета

Длина оптического пути, мм

Габаритные размеры, мм

Внутренние размеры, мм

Кювета 1 мм

1

5×24×37

1+0,05×19×34

Кювета 3 мм

3

7×24×37

3+0,05×19×34

Кювета 5 мм

5

9×24×37

5+0,05×19×34

Кювета 10 мм

10
 14×24×37
 10+0,05×19×34

Кювета 20 мм
 20
 24×24×37
 20+0,1×19×34

Кювета 30 мм
 30
 34×24×37
 30+0,1×19×34

Кювета 50 мм
 50
 54×24×37
 50+0,2×19×34

Кювета 100 мм
 100
 104×24×37
 100+0,2×19×34

Кювета 10×10 мм
 10×10
 12,5×12,5×45
 10+0,3×10×43

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

МиниМед

Страна бренда

Россия

Спектральный диапазон, нм

250...2600

Материал кювет

стекло

Подходит для

спектрофотометров СФ

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.