

## Лабораторные весы ViBRA AB-3202RCE

Аналитические и лабораторные весы



### Ваша цена

Розница  
**85 361 руб.\***

**\$1,190**

Оптовая цена  
**70 512 руб.**

**\$983**



Под заказ

\* ориентировочная цена на 10.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: лабораторные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 3200
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,5
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Лабораторные весы ViBRA AB-3202RCE

Высокая точность и фирменная надёжность, лучшее сочетание цена-качество!

Весы серии АВ совмещают в себе все преимущества датчика Tuning-Fork и привлекательную цену. Отличное решение для ежедневной лабораторной работы. В серии представлены модели с Max от 320 г до 12 кг и дискретностью от 0.001 до 0.1 г. Вся серия оснащена автоматической внутренней калибровкой, имеет возможность автономного питания от батарей, а весы с Max до 620 г включительно поставляются в комплекте с легкосъёмной ветрозащитой. Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [63830-16](#). Срок свидетельства: до 18.04.2026.

Легкосъёмная стеклянная ветрозащита

Упрощает измерение самых различных образцов путём монтажа / демонтажа ветрозащиты. Для весов Max до 620 г высота ветрозащиты 160 мм.

Яркий LCD дисплей

На чётком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже при слабом освещении.

Автоматическая встроенная калибровка

На всём диапазоне MAX (для моделей с индексом RCE). Это уникальное предложение для весов данного класса.

Увеличенная до 140 миллиметров платформа

Увеличенная грузоприёмная платформа позволяет взвешивать объёмные образцы и контейнеры.

Возможность автономного питания (опция)

Опционально все весы серии имеют возможность непрерывной работы до 150 ч от сухих батарей.

Функции:

- Счётный режим.
- Процентное взвешивание.
- Режим компаратора.

## Преимущества

### Преимущества ViBRA AB-3202RCE

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире – гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ViBRA
Страна бренда	Япония
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000075482.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000075482.pdf</a>
Тип весов	лабораторные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	3200
Дискретность, г	0,01
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,5
Калибровка	внутренняя
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	190×190
Интерфейс	RS-232
Габариты, мм	196×293×89
Вес, кг	2.6
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.