

Лабораторные весы ViBRA AB-323CE

Аналитические и лабораторные весы



Ваша цена

Розница
71 789 руб.*

\$1,000

Оптовая цена
59 298 руб.

\$826



Под заказ

* ориентировочная цена на 11.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: лабораторные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 320
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Лабораторные весы ViBRA AB-323CE

Высокая точность и фирменная надёжность, лучшее сочетание цена-качество!

Весы серии АВ совмещают в себе все преимущества датчика Tuning-Fork и привлекательную цену. Отличное решение для ежедневной лабораторной работы. В серии представлены модели с Max от 320 г до 12 кг и дискретностью от 0.001 до 0.1 г. Вся серия оснащена автоматической внутренней калибровкой, имеет возможность автономного питания от батарей, а весы с Max до 620 г включительно поставляются в комплекте с легкосъёмной ветрозащитой. Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [63830-16](#). Срок свидетельства: до 18.04.2026.

Легкосъёмная стеклянная ветрозащита

Упрощает измерение самых различных образцов путём монтажа / демонтажа ветрозащиты. Для весов Max до 620 г высота ветрозащиты 160 мм.

Яркий LCD дисплей

На чётком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже при слабом освещении.

Автоматическая встроенная калибровка

На всём диапазоне MAX (для моделей с индексом RCE). Это уникальное предложение для весов данного класса.

Увеличенная до 140 миллиметров платформа

Увеличенная грузоприёмная платформа позволяет взвешивать объёмные образцы и контейнеры.

Возможность автономного питания (опция)

Опционально все весы серии имеют возможность непрерывной работы до 150 ч от сухих батарей.

Функции:

- Счётный режим.
- Процентное взвешивание.
- Режим компаратора.

Преимущества

Преимущества ViBRA AB-323CE

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире – гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ViBRA
Страна бренда	Япония
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000034145.pdf
Тип весов	лабораторные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	320
Дискретность, г	0,001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,02
Калибровка	внешняя
Гиря	200 г F1
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	140
Интерфейс	RS-232
Габариты, мм	202×293×266
Вес, кг	3.5
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.