

## Лабораторный халат Лаборант (женский, размер S)

Медицинские халаты и костюмы



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу

**Сделано  
в России**

Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Размер: S, L, XL

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Лабораторный халат «Лаборант»

Спецодежда для сотрудников медицинских учреждений.

Материал изделия – бязь.

Покрой типа А, удлиненный, полуприлегающего силуэта. Воротник отложной, с лацканами. Треугольный вырез. Центральная застёжка на 5 петель и пуговиц. Пуговицы круглые, двухпрокольные. Вертикальные рельефы, идущие из плечевого шва до низа полочки. Нагрудный накладной карман на левой полочке с отделением для карандаша, с прямым входом. Два нижних боковых, накладных кармана, вшитые в рельеф и боковой шов. Рукава удлиненные, с манжетой, застёжка на 1 петлю и пуговицу. Спинка со средним швом.

На спинке по линии талии два полупояса, скреплённых на 1 петлю и пуговицу.

Предусмотрены размеры для женщин и мужчин.

Женский: S, XL.

Мужской: L.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Сделано в России

**Страна бренда**

Россия

**Размер**

S, L, XL

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.