

## Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-250 (со стеклянной дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**51 257 руб.**

Оптовая цена  
**50 380 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: для вакцин, комбинированный, лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °С: 2-15
- Температура в морозильной камере, °С: -10...-25
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 170
- Объём морозильной камеры, л: 80

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-250

Комбинированный лабораторный холодильник POZIS 250 можно использовать для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19 согласно утверждённым условиям транспортирования и хранения: температурный режим во время хранения не выше -18 °С.

Предназначен для хранения фармацевтических препаратов при температуре от +2 до +15 °С в холодильной камере и при температуре от -10 до -25 °С в морозильной камере. Температурный режим регулируется с помощью двух электронных контроллеров EV3B22 (для холодильной и морозильной камер).

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS 250 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,91 кВт·ч/сутки.

## Преимущества

### Преимущества POZIS ХЛ-250

- Два микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- В холодильном отделении дверь стеклянная с замком, в морозильном отделении дверь металлическая с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камерах.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип холодильника</b>	для вакцин, комбинированный, лабораторный
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	2-15
<b>Температура в морозильной камере, °C</b>	-10...-25
<b>Общий объём, л</b>	250
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	170
<b>Объём морозильной камеры, л</b>	80
<b>Количество компрессоров, шт</b>	2
<b>Габариты, мм</b>	600×650×1445
<b>Вес, кг</b>	68
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	260

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.