

Лабораторный холодильник POZIS XЛ-250 (со стеклянной дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 52 570 руб. 51 256 руб.**

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: для вакцин, комбинированный, лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Температура в морозильной камере, °C: -10...-25
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 170
- Объём морозильной камеры, л: 80

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Лабораторный холодильник POZIS XЛ-250

Комбинированный лабораторный холодильник POZIS 250 можно использовать для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19 согласно утверждённым условиям транспортирования и хранения: температурный режим во время хранения не выше -18 °C.

Предназначен для хранения фармацевтических препаратов при температуре от +2 до +15 °C в холодильной камере и при температуре от -10 до -25 °C в морозильной камере. Температурный режим регулируется с помощью двух электронных контроллеров EV3B22 (для холодильной и морозильной камер).

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

Ha POZIS 250 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,91 кВт×ч/сутки.

Преимущества

- Два микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- В холодильном отделении дверь стеклянная с замком, в морозильном отделении дверь металлическая с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камерах.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.



Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	для вакцин, комбинированный, лабораторный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	
	непрозрачные металлические, прозрачные
	стеклянные
Температура в холодильнике, °С	2-15
Температура в морозильной камере, °С	-1025
Общий объём, л	250
Объём холодильной камеры, л	170
Объём морозильной камеры, л	80
Количество компрессоров, шт	2
Габариты, мм	600×650×1445
Вес, кг	68
Потребляемая мощность, Вт	260

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.