

Лабораторный смеситель Runwangda WJH1316B

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
5 774 руб.

Оптовая цена
5 543 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Лабораторный кран-смеситель Runwangda WJH1316B

Водопроводный кран-смеситель для использования в лабораториях сделан из латуни с полипропиленовым покрытием. Общие габариты: 310×160×18 мм.

Диаметр отверстия в столешнице: 32 мм.

Максимальное давление воды на входе: 25 бар.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Runwangda

Страна бренда

Китай

Серия

НВ

Тип

кран (смеситель)

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.