

Лампа Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Прочее оборудование



Ваша цена

Розница
2 400 руб.

Оптовая цена
1 900 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Лампа Вуда НВ-Мед ОЛДД-1

☒☒☒☒ Лампа Вуда ОЛДД-1 представляет собой люминесцентный диагностический светильник, принцип действия которого основан на излучении света в узком длинноволновом спектре ультрафиолетового диапазона и почти не дающий видимого света. Часто её называют лампой чёрного света. Рабочая длина волны 365 нм. Спектральный диапазон возбуждения люминесценции: 320-400 нм. ☒☒☒

☒☒☒☒ Предназначен для диагностики состояния кожи, в том числе микозов — грибковых заболеваний и некоторых видов дерматозов. Аппарат используется в ветеринарии и косметологических кабинетах. По свечению кожи под воздействием излучения этого прибора можно определить её состояние. Так, здоровая нормальная кожа даёт светло-синее свечение, фиолетовое говорит о чувствительной, индиго о сухой коже. Белым свечением лампа выделяет воспалённые участки кожи, а зеленоватым грибковые поражения. Её также используют для исследования поражённых участков бровей, ресниц, волосистой части головы, пушковых волос, ногтей. ☒☒☒

☒☒☒☒ Перед началом диагностики кожу пациента тщательно очищают, глаза защищают от прямого воздействия лампы. Обследование проводится в полной темноте с расстояния 15–20 см, время воздействия не более 2 минут. УФ-облучённость контролируемой поверхности на расстоянии 0,15 м от светофильтра составляет 5 Вт/м². ☒☒☒

☒☒☒☒ Источником ультрафиолетового света является **специальная лампа мощностью 9 Вт**. ☒☒☒

☒☒☒☒ Габариты осветительного блока: 40×52×270 мм, блока питания: 60×75×85 мм. Масса осветителя: 0,8 кг, блока питания: 0,25 кг. ☒☒☒

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------|---|
| Бренд | НВ-Мед |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для кабинета дерматолога |
| Габариты, мм | 40×52×270 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Вес, кг | 1.05 |
| Электропитание, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 ВА |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.