

## Лампа Вуда с лупой Stegler BZ-5L

Дерматоскопы



### Ваша цена

Розница  
**5 813 руб.**

Оптовая цена  
**5 580 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Лампа Вуда с лупой Stegler BZ-5L

Лампа Вуда с лупой Stegler BZ-5L – портативный осветитель для осмотра пациентов с кожными заболеваниями. Используется для диагностики грибковых заболеваний (микозов) и ряда дерматозов. Лампа позволяет выявлять изменения цвета кожи под ультрафиолетовым излучением, а встроенная лупа обеспечивает детальный осмотр даже самых маленьких очагов поражения.

Осмотр проводится в затемнённом помещении. При необходимости используется светонепроницаемый колпак (входит в комплектацию). Лампу следует направлять на обследуемый участок кожи на расстоянии примерно 10 – 20 см для безопасного и точного выявления патологий.

Stegler BZ-5L оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим работу до 2,5 ч после полной зарядки (около 7 ч). Использование лампы безопасно при соблюдении рекомендуемого времени диагностики, не превышающего 2 мин на одном участке кожи. Глаза пациента должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения.

### Особенности

- Встроенная лупа с увеличением 1,5 x ± 20 % для детального осмотра;
- Рабочее расстояние 10 ± 1 см для безопасного использования;
- Светодиодный источник света для яркого и равномерного УФ-излучения;
- Встроенный аккумулятор 3,7 В, 6000 мАч, обеспечивающий работу более 2,5 ч;
- Время зарядки аккумулятора около 7 ч;
- Компактный и лёгкий портативный корпус;
- Возможность использования в медицинских учреждениях, салонах красоты и домашних условиях.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Видимый диаметр линзы	65 ± 5 мм
Рабочее расстояние	10 ± 1 см
Источник света	Светодиодный
Видимое увеличение объектива	1,5 x ± 20 %
Время зарядки аккумулятора	7 ч (до 85 % мощности)
Время работы от аккумулятора	Более 2,5 ч
Аккумулятор	3,7 В, 6000 мАч

### Фотографии примеров

## Преимущества

- Позволяет диагностировать кожные заболевания, включая грибковые инфекции и дерматозы.
- Используется совместно с лупой для выявления даже самых мелких очагов поражения кожи.

- Обеспечивает точное определение состояния кожи по оттенку свечения под УФ-лампой.
- Компактная и портативная конструкция, удобная для работы в салонах и домашних условиях.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу более 2,5 ч после полной зарядки.
- Время зарядки аккумулятора около 7 ч для достижения мощности до 85 %.
- Безопасная работа при соблюдении рекомендуемого расстояния и времени диагностики.
- Оптимальное рабочее расстояние  $10 \pm 1$  см для эффективного осмотра.
- Видимый диаметр линзы  $65 \pm 5$  мм с увеличением объектива  $1,5x \pm 20$  %.
- Светодиодный источник света обеспечивает яркое и стабильное УФ-излучение.
- Лампа легко управляется и безопасна при правильной эксплуатации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Stegler
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Для кабинета дерматолога
<b>Питание</b>	от аккумулятора, от сети
<b>Габариты, мм</b>	250 × 120 × 40
<b>Вес, кг</b>	0.4
<b>Электропитание, В</b>	220, батарея 3,7 (6 000 мАч)
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.