

## Логгер данных температуры Testo 175 T1

USB-логгеры



### Ваша цена

Розница  
**19 895 руб.**

Оптовая цена  
**19 563 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °C: -35...+55

## Описание

### Логгер данных температуры Testo 175 T1

Компактный логгер данных Testo 175 T1 предназначен для продолжительной регистрации данных температуры в холодильных помещениях и морозильных камерах, а также в процессе транспортировки продуктов.

Большой объем памяти рассчитан на запись 1 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 10 секунд до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на три года работы.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру
Диапазон измерения, °C	-35...+55
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1
Объём памяти	1 000 000 значений
Габариты, мм	89×53×27
Вес, кг	0.13

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.