

Малый кейс для CFR-логгеров Testo

Высокотемпературные логгеры Арт. 0516 1901



Под заказ

Описание

Малый кейс для CFR-логгеров Testo 190

Многофункциональный кейс обеспечивает надёжную транспортировку восьми логгеров данных и защищает их от повреждений.

Кейс оснащён считывающим модулем с USB-интерфейсом, в котором можно одновременно считывать и программировать все 8 логгеров с помощью компьютера или ноутбука. Для этого используется программное обеспечение [Testo 190 CFR](#). ПО поможет эффективно выполнять все процедуры: от быстрого конфигурирования и считывания до полного анализа данных и простым составлением отчётов.

Не нужно заранее вынимать логгеры из считывающего модуля, а потом вставлять их обратно, их можно переконфигурировать прямо перед следующим использованием.

Комплект поставки: многофункциональный кейс с USB-кабелем и модулем для программирования и считывания до 8 логгеров данных.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0516 1901
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Габариты, мм	340×265×60
Вес, кг	1.13

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.