

## Малый лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1311

Сантехнические принадлежности для лабораторий



**Ваша цена**

Розница  
**3 009 руб.**

Оптовая цена  
**2 889 руб.**

**RW** 1982

В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Малый лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1311

Небольшой кран-штуцер для использования в лабораториях сделан из латуни с полипропиленовым покрытием. Общие габариты: 200×130×20 мм.

Вентиль в 1/4 поворота. Соединительный штуцер (50 мм) при необходимости можно демонтировать. Сопло можно извлечь и очистить.

Максимальное давление воды на входе: 25 бар.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Runwangda
Страна бренда	Китай
Серия	НВ
Тип	кран (смеситель)
Габариты, мм	200×130×20
Вес, кг	0.35
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.