

Манометр абсолютного давления Testo 511

Манометры Арт. 0560 0511



- Измеряет: давление
- Диапазон измерения абс. давления, мбар: 300...1200



Под заказ

Описание

Манометр абсолютного давления Testo 511

Манометр абсолютного давления Testo 511 – это очень удобный, компактный и легкий в управлении прибор. Измеряет абсолютное давление в диапазоне от 300 до 1200 мбар с погрешностью ± 3 мбар.

Можно ввести значение высоты над уровнем моря и Testo 511 рассчитает барометрическое давление по месту замера. Также он может измерить барометрическую высоту между двумя точками.

При помощи меню можно выбрать необходимую единицу измерения: гПа, мбар, Па, мм H₂O, мм рт. ст., дюйм H₂O, дюйм рт. ст., м/с, фунт/мин. ЖК-дисплей с подсветкой чётко отображает все полученные результаты даже при плохом освещении.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 50 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 0511
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	давление
Диапазон измерения абс. давления, мбар	300...1200
Погрешность измерения абс. давления, мбар	± 3
Разрешение измерения абс. давления, мбар	0,1
Габариты, мм	119×46×25
Вес, кг	0.09

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.