

## Манжета-нога для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S, размер М

Прессотерапия



### Ваша цена

Розница  
**19 578 руб.**

Оптовая цена  
**18 795 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Дополнительная манжета-нога размер М для прессотерапии Won Industry LC-600/LC-600S

Дополнительная манжета-нога размер М предназначена для использования с аппаратами прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S.

Манжета состоит из шести воздушных отсеков и поставляется в комплекте с расширителями, которые позволяют при необходимости увеличить охват. Конструкция обеспечивает равномерное распределение давления и плотное прилегание к нижней конечности, сохраняя удобство и функциональность.

Манжета совместима с другими элементами системы и соответствует техническим требованиям к оборудованию для лимфодренажных процедур. Может использоваться в качестве сменного компонента при регулярной эксплуатации аппарата.

В линейке доступны манжеты других размеров для индивидуального подбора под параметры пациента.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Won Industry LC-600 / LC-600S
Размер	М
Количество воздушных отсеков	6
Комплектация	Манжета, расширители

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	390
Максимальная ширина места, мм	250
Максимальная высота места, мм	80
Максимальный вес места, кг	1
Общий вес, кг	1
Общий объём, м <sup>3</sup>	0,0078

## Преимущества

Дополнительная манжета-нога размера М для аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S обеспечивает надёжное и комфортное использование при проведении лимфодренажных процедур. Манжета выполнена из прочного, износостойкого материала, подходящего для

многократного применения в условиях медицинского учреждения.

Благодаря наличию шести независимых воздушных отсеков, обеспечивается равномерное распределение давления по всей длине ноги, что способствует эффективной стимуляции лимфотока и улучшению микроциркуляции.

Манжета легко подключается к аппарату, фиксируется с помощью застёжек и совместима с расширителями, которые поставляются в комплекте и позволяют адаптировать изделие под индивидуальные анатомические особенности пациента.

Подходит для использования в медицинских, косметологических и реабилитационных центрах, а также в домашних условиях при наличии соответствующего оборудования.

В линейке предусмотрены дополнительные размеры манжет, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого пользователя.

- Совместимость с аппаратами Won Industry LC-600 и LC-600S.
- 6 воздушных камер для равномерного распределения давления.
- Поставляется с расширителями для индивидуальной подгонки.
- Износостойкий материал – подходит для частого использования.
- Простое подключение и фиксация – удобство в работе персонала.
- Поддержка различных терапевтических программ – универсальность применения.
- Возможность применения в условиях клиники и дома.

Манжета-нога размера М является неотъемлемой частью полноценной прессотерапевтической системы и обеспечивает высокую эффективность процедур лимфодренажа и восстановления.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.