

## Манжета-нога для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S, размер S

Прессотерапия



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Дополнительная манжета-нога Won Industry, размер S

Манжета-нога размера S предназначена для использования с аппаратами прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S.

Изделие состоит из шести воздушных отсеков, обеспечивающих равномерное распределение давления по поверхности ноги. Конструкция манжеты допускает использование с дополнительными расширителями, входящими в комплект поставки, для индивидуальной подгонки по объёму.

Совместимость с устройствами Won Industry позволяет быстро подключить манжету без дополнительных адаптеров. Используется как сменная или дополнительная часть комплекта для процедур прессотерапии.

В линейке доступны манжеты других размеров для различных типов пациентов.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	Манжета на ногу, размер S
Количество воздушных отсеков	6
Совместимость	Аппараты прессотерапии Won Industry LC-600, LC-600S
Возможность расширения	Да, с помощью комплектных расширителей
Максимальная длина упаковки	390 мм
Максимальная ширина упаковки	250 мм
Максимальная высота упаковки	80 мм
Вес упаковки	1 кг
Объём упаковки	0,0078 м <sup>3</sup>
Количество мест	1

### Преимущества

Дополнительная манжета-нога Won Industry, размер S, обладает рядом преимуществ, которые делают её удобным и функциональным решением для процедур с использованием аппаратов прессотерапии LC-600 и LC-600S:

- Шесть независимых воздушных отсеков – равномерное распределение давления по всей поверхности ноги.
- Компактная конструкция – удобно хранить и транспортировать, не занимая лишнего пространства.
- Возможность расширения объёма – поставляется с расширителями для индивидуальной подгонки под объём конечности.
- Простое подключение – полная совместимость с аппаратами Won Industry LC-600 и LC-600S без дополнительных переходников.

- Лёгкий вес — всего 1 кг, удобно использовать как в стационарных, так и в мобильных условиях.
- Герметичная система воздушных каналов — исключает утечки и обеспечивает стабильную работу манжеты на протяжении всей процедуры.
- Износостойкие материалы — рассчитана на многократное использование без потери функциональности и герметичности.
- Соответствие медицинским стандартам — безопасна для применения в медицинских и эстетических учреждениях.

Манжета-нога является надёжным компонентом для расширения функциональности систем прессотерапии, обеспечивая точную и комфортную компрессию в процессе процедуры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Страна производства	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.