

## Манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S размер 120–122 см

Прессотерапия и лимфодренаж



### Ваша цена

Розница  
**22 131 руб.**

Оптовая цена  
**21 246 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Дополнительная манжета-талия для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 / LC-600S

Манжета-талия Won Industry – дополнительный аксессуар, совместимый с аппаратами прессотерапии LC-600 и LC-600S.

Имеет шесть воздушных отсеков, равномерно распределённых по периметру, что обеспечивает плотное прилегание к поверхности тела и согласованную подачу воздуха при подключении к основному устройству.

Манжета-талия такого же размера входит в стандартную комплектацию указанных моделей аппаратов. Может быть использована как запасной элемент или при необходимости параллельного применения нескольких комплектов.

Изготовлена из прочных и гигиеничных материалов, предназначенных для многократного использования в условиях медицинских и косметологических учреждений.

В линейке производителя также представлены дополнительные манжеты на ноги и на руку.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Won Industry LC-600, LC-600S
Количество воздушных отсеков	6
Материал	Многослойный медицинский полиуретан
Тип подключения	Стандартный разъём для моделей LC-600/LC-600S
Цвет	Серый
Исполнение	Гибкое, с фиксирующими липучками
Назначение	Дополнительный аксессуар

## Преимущества

Дополнительная манжета-талия для аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S разработана с учётом анатомических особенностей пациента и требований к эффективности лимфодренажной терапии. Использование качественных материалов и точная сегментация обеспечивают высокий уровень комфорта и результативности при проведении процедуры.

- Шесть воздушных отсеков – равномерное распределение давления по всей зоне талии для максимально эффективного дренажа.
- Совместимость с аппаратами Won Industry LC-600 и LC-600S – быстрое подключение и работа без необходимости дополнительной настройки.
- Надёжные материалы медицинского класса – износостойкость, устойчивость к деформации и гипоаллергенность.
- Универсальный размер – подходит большинству пациентов, включая с разной комплекцией.

- Простота дезинфекции и многократное использование — удобно для повседневной клинической практики.
- Дополнительный аксессуар — позволяет расширить функциональность оборудования без покупки нового аппарата.

Манжета-талия является необходимым элементом для углублённой проработки поясничной и брюшной зоны, способствуя улучшению кровообращения, лимфооттока и общему оздоровлению пациента в процессе прессотерапии.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.