

## Манжета-талиа для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S

Прессотерапия



### Ваша цена

Розница  
**11 761 руб.**

Оптовая цена  
**10 820 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...300

## Описание

### Дополнительная манжета – талиа для аппарата прессотерапии Won Industry LC-600 или LC-600S

Дополнительная манжета-талиа предназначена для расширения комплектации аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S. Используется для замены штатной манжеты или как отдельный аксессуар в условиях повышенной нагрузки и многопользовательского режима.

Манжета анатомически повторяет форму талии, имеет прочную многослойную структуру и оборудована шестью воздушными камерами для равномерного распределения давления. Изготовлена из износостойких материалов, устойчивых к повторяющемуся воздействию воздуха под давлением и регулярной санитарной обработке.

Обеспечивает корректную посадку и надёжную фиксацию благодаря регулируемым застёжкам. Может подключаться к аппаратам напрямую без дополнительных переходников.

Размер и конструкция полностью соответствуют штатной манжете, поставляемой в комплекте с аппаратами.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Манжета для талии
Совместимость	Won Industry LC-600, LC-600S
Количество воздушных камер	6
Материал	Многослойный медицинский полиуретан
Цвет	Серый с чёрными вставками
Регулировка объёма	Застёжки на липучке
Тип подключения	Прямое, без адаптеров
Размеры	~120 × 35 см
Вес	~0,8 кг
Уход	Обработка дезинфицирующими средствами, не содержащими хлор

## Преимущества

Дополнительная манжета-талиа для аппаратов прессотерапии Won Industry LC-600 и LC-600S предлагает практические преимущества для расширения возможностей оборудования и повышения эффективности процедур:

- Совместимость с моделями LC-600 и LC-600S – не требует переходников или дополнительной настройки.
-

Шесть воздушных отсеков — обеспечивают равномерное распределение давления и комфорт пациента.

- Повышает гибкость процедур — подходит для локальной проработки области живота и поясницы.
- Прочный износостойкий материал — обеспечивает долговечность и простоту санитарной обработки.
- Быстрое подключение к аппарату — экономит время при подготовке к сеансу.
- Может использоваться как запасная или дополнительная манжета в условиях высокой нагрузки на оборудование.
- Унифицированный размер — соответствует базовой комплектации, легко заменяется без подгонки.

Дополнительная манжета-талия помогает адаптировать оборудование под потребности клиники, улучшая качество массажа и комфорт пациента.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Количество секций в манжете</b>	6
<b>Давление в манжете, мм рт. ст.</b>	50...300
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.