

## Медицинская инструментальная универсальная мойка МИУ-КРОНТ

Мойки для эндоскопов



### Ваша цена

Розница  
**46 900 руб.**

Оптовая цена  
**45 447 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинская инструментальная универсальная мойка МИУ-КРОНТ

МИУ-КРОНТ – специализированная установка для предварительной и окончательной очистки медицинских изделий, включая гибкие эндоскопы. Обеспечивает мойку наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов водой и моющими средствами, а также ручную механическую очистку с помощью щёток и заключительное ополаскивание водой. Конструкция мойки позволяет проводить обработку методом полного погружения изделий в воду или дезинфицирующий раствор.

Мойка оснащена полками и нижним поддоном для размещения принадлежностей, а также комплектуется контейнерами КРОНТ&nbsp;КДС&minus;0,2 (2 шт.) для обработки эндоскопических принадлежностей и компонентов. Ванна имеет крышку и обтекаемые контуры, предотвращающие критические изгибы эндоскопов. Глубина ванны обеспечивает полное погружение инструмента.

Установка подключается к системе водоснабжения (горячая и холодная вода) и канализации. Система подачи воды включает смеситель с поворотным изливом и выдвижной лейкой для удобной локальной обработки. Конструкция сливной системы гарантирует полный слив воды или раствора. Допускается использование любых разрешённых в РФ дезинфицирующих средств.

При обработке эндоскопов мойка используется совместно с устройством для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-КРОНТ, а также с установками дезинфекционными эндоскопическими КРОНТ&nbsp;УДЭ&minus;1 и КРОНТ&nbsp;УДЭ&minus;2 на этапе дезинфекции высокого уровня.

Тележка установки выполнена из стальных трубных элементов с порошковым покрытием, оборудована четырьмя поворотными колёсными опорами Ø75 мм с резиновым ободом и пластиковыми амортизирующими отбойниками. Ванна, крышка, поддон, полки и контейнеры изготовлены из полимерных материалов, разрешённых для применения в медицинских изделиях.

### Особенности

- Предназначена для мойки и очистки эндоскопов и других медицинских изделий.
- Возможность полного погружения изделий в воду или моющий раствор.
- Комплектация контейнерами КРОНТ&nbsp;КДС&minus;0,2 для обработки принадлежностей.
- Смеситель с поворотным изливом и выдвижной лейкой.
- Совместимость с установками КРОНТ&nbsp;УДЭ&minus;1 и КРОНТ&nbsp;УДЭ&minus;2.
- Тележка на четырёх колёсных опорах Ø75 мм для мобильности.
- Изготовление из разрешённых медицинских полимерных материалов.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальный объём ванны	45 л
Номинальная нагрузка	60 кг (ванна – 45 кг, поддон – 10 кг, полки – 5 кг)
Внутренние размеры ванны (Д × Ш × Г)	680 × 430 × 165 мм
Рабочая поверхность поддона (Д × Ш × Г)	770 × 400 × 13 мм
Срок службы	5 лет

## Преимущества

Мойки МИУ–КРОНТ предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимыми для безопасной и эффективной обработки эндоскопов и других медицинских изделий:

- Полное погружение изделий — обеспечивает тщательную очистку наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов.
- Совместимость с установками дезинфекционной эндоскопической обработки КРОНТ &nbsp;УДЭ &nbsp;1 и КРОНТ &nbsp;УДЭ &nbsp;2.
- Наличие контейнеров КРОНТ &nbsp;КДС &nbsp;0,2 для обработки эндоскопических принадлежностей.
- Удобная система подачи воды с поворотным изливом и выдвигной лейкой для локальной обработки.
- Обтекаемые контуры ванны — предотвращают критические изгибы эндоскопа при мойке.
- Тележка на четырёх поворотных колёсных опорах Ø75 мм — мобильность и удобство перемещения.
- Применение полимерных материалов, разрешённых для медицинских изделий — безопасность и долговечность.
- Простота эксплуатации — установка готова к подключению к водопроводу и канализации без дополнительных приспособлений.
- Подходит для ручной и механической очистки щётками, а также для замачивания и ополаскивания изделий.
- Надёжность и долговечность — срок службы установки до 5 лет, нагрузка до 60 кг.

Мойки МИУ–КРОНТ являются эффективным решением для обеспечения высокого качества обработки медицинских изделий, безопасной эксплуатации и удобства персонала в клинической практике.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034046.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034046.pdf</a>
Габариты, мм	950 × 650 × 1 230
Вес, кг	20
Габариты в упаковке, мм	990 × 260 × 640
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.