

Медицинская резиновая дренажная трубка Альфапластик Тип 2

Трубки и шланги Арт. H0000001142



 ГОСТ 3399-76

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Медицинская резиновая дренажная трубка Альфапластик Тип 2

Медицинская резиновая дренажная трубка Альфапластик Тип 2 предназначена для применения в хирургической практике, медицинских учреждениях и лабораториях. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 3399–76 и используется для отведения патологических жидкостей из полостей организма и ран различного размера, а также для выполнения других видов медицинского дренирования.

Трубка изготовлена из эластичной медицинской резины, обладающей высокой гибкостью, хорошей механической прочностью и устойчивостью к многократным изгибам. Материал сохраняет свои эксплуатационные свойства в широком диапазоне температур и пригоден для различных способов температурной дезинфекции.

Изделие выпускается в различных типоразмерах, которые определяются внутренним диаметром и толщиной стенки трубки. При выборе рекомендуется учитывать требуемые размеры и особенности медицинской процедуры.

ВНИМАНИЕ! Отпуск медицинской резиновой дренажной трубки осуществляется в метрах.

Назначение

- Дренирование полостей организма.
- Отведение патологических жидкостей из ран.
- Хирургические манипуляции.
- Все виды медицинского дренажа.
- Переливание крови.

Особенности

- Соответствует требованиям ГОСТ 3399–76.
- Предназначена для медицинского применения.
- Изготовлена из эластичной медицинской резины.
- Высокая гибкость и эластичность.
- Хорошая устойчивость к механическим воздействиям.
- Пригодна для любых способов температурной дезинфекции.
- Рабочий диапазон температур от –40 до +100 °С.
- Выпускается в различных типоразмерах.
- Размеры определяются внутренним диаметром и толщиной стенки.
- Может изготавливаться из натурального каучука, синтетической резины, нитрильного каучука (NBR), EPDM и других эластомеров.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Тип 2
Назначение	Медицинская резиновая дренажная трубка
Нормативный документ	ГОСТ 3399–76

Материал	Медицинская резина (эластомеры)	
Возможные материалы изготовления EPDM и другие эластомеры	Натуральный каучук, синтетическая резина, NBR,	
Рабочая температура	от -40 до +100 °C	
Дезинфекция	Допускаются любые способы температурной дезинфекции	
Исполнение	Различные типоразмеры (внутренний диаметр × толщина стенки)	
Форма поставки	Отпуск в метрах	

Показания к применению

- Дренирование послеоперационных ран.
- Удаление патологических жидкостей из полостей организма.
- Хирургические вмешательства.
- Проведение различных видов медицинского дренажа.
- Переливание крови.

Противопоказания

Противопоказания определяются лечащим врачом и зависят от характера медицинского вмешательства. Изделие должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.

Комплект поставки

- Медицинская резиновая дренажная трубка тип 2.

Поставка осуществляется в метрах.

Преимущества

- Соответствует требованиям ГОСТ 3399-76.
- Предназначена для широкого спектра хирургических вмешательств и дренирующих процедур.
- Подходит для отведения патологических жидкостей из полостей организма и ран.
- Может использоваться для различных видов медицинского дренажа.
- Допускается применение при переливании крови.
- Высокая эластичность обеспечивает удобство использования и минимизирует риск перегибов.
- Обладает хорошей устойчивостью к механическим воздействиям.
- Сохраняет эксплуатационные свойства в диапазоне температур от -40 до +100 °C.
- Пригодна для любых способов температурной дезинфекции.
- Изготавливается из биосовместимых эластомерных материалов медицинского назначения.
- Выпускается в различных типоразмерах для решения широкого круга клинических задач.
- Размерный ряд позволяет подобрать оптимальное сочетание внутреннего диаметра и толщины стенки.
- Подходит для использования в стационарах, операционных, перевязочных и других медицинских подразделениях.
- Отличается длительным сроком службы при соблюдении условий эксплуатации и обработки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	H0000001142
Бренд	Альфапластик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040944.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.