

Медицинская ширма Ока-Медик из полотна ПВХ на колесиках (1 секция)

Ширмы и перегородки



Ваша цена

Розница

3 763 руб.

Оптовая цена

3 730 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинская ширма Ока-Медик из полотна ПВХ на колесиках (1 секция)

Медицинская ширма Ока-Медик из полотна ПВХ на колесиках (1 секция) предназначена для зонирования пространства и создания комфортных условий при проведении медицинских процедур в лечебно-профилактических учреждениях. Изделие применяется в процедурных, диагностических и массажных кабинетах, обеспечивая удобное разделение рабочих зон и повышение уровня приватности пациента.

Каркас ширмы выполнен из сварного стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, что обеспечивает высокую жёсткость конструкции, устойчивость к механическим нагрузкам и долговечность при регулярной эксплуатации. Конструкция рассчитана на частую санитарно-дезинфекционную обработку без потери эксплуатационных свойств.

Экран изготовлен из полотна ПВХ-плёнки, обладающей бактерицидными свойствами, водостойкостью и устойчивостью к накоплению статического электричества. Материал легко очищается и сохраняет свои характеристики при интенсивной эксплуатации в медицинской среде.

Ширма установлена на два колеса диаметром 50 мм, обеспечивающих удобное перемещение изделия внутри помещения. Конструкция не требует специальной подготовки для установки и может быть быстро введена в эксплуатацию. При необходимости предусмотрена возможность расширения за счёт добавления дополнительных секций.

Особенности

- Прочный сварной стальной каркас с полимерно-порошковым покрытием.
- Экран из ПВХ-плёнки с бактерицидными и водостойкими свойствами.
- Материалы конструкции устойчивы к регулярной дезинфекции.
- Поверхность экрана не накапливает статическое электричество.
- Мобильная конструкция на двух колёсах диаметром 50 мм.
- Простая установка без необходимости специальной подготовки.
- Возможность расширения конструкции за счёт добавления секций.
- Компактность и удобство использования в медицинских кабинетах.

Комплектация

- Каркас ширмы.
- Экран.
- Колёса – 2 шт.
- Паспорт изделия.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал каркаса	Сталь
Материал экрана	ПВХ
Колёса, диаметр	50 мм
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Прочный стальной каркас обеспечивает стабильность конструкции при ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Полимерно-порошковое покрытие повышает устойчивость к воздействию дезинфицирующих и моющих средств.
- Экран из ПВХ-плёнки обладает водостойкими и бактерицидными свойствами для повышения санитарной безопасности.
- Материал экрана устойчив к накоплению статического электричества, снижая оседание пыли и загрязнений.
- Мобильная конструкция на колёсах обеспечивает лёгкое перемещение внутри кабинета или отделения.
- Колёса диаметром 50 мм обеспечивают плавное и удобное перемещение по различным типам покрытий.
- Устойчивость к регулярной санитарно-дезинфекционной обработке без ухудшения эксплуатационных свойств.
- Быстрая установка и отсутствие необходимости специальной подготовки к эксплуатации.
- Компактная конструкция подходит для использования в условиях ограниченного пространства.
- Возможность расширения за счёт добавления дополнительных секций повышает функциональность системы.
- Надёжная фиксация конструкции обеспечивает стабильное зонирование пространства.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040115.pdf
Габариты, мм	705×485×1765
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.