

# Медицинская центрифуга Hettich MIKRO 185

Медицинские центрифуги



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена **255 000 руб. 244 800 руб.** 



В наличии

#### НДС не облагается

- Тип центрифуги: микроцентрифуга, с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 14 000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 18 845

Товар участвует в акциях:

• Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Медицинская микроцентрифуга Hettich MIKRO 185

Микроцентрифуга Hettich MIKRO 185- это компактная центрифуга с отличной вместимостью: 12, 18 или 24 пробирки. Она подходит для широкого круга задач благодаря максимальному ускорению, составляющему  $18\,845\,$  g, и возможности установки четырёх различных роторов.

Эта центрифуга позволяет работать с пробирками для педиатрии, микропробирками и ПЦР-наборами. Ротор 1213-А может центрифугировать спин-колонки (minipreps).

### Роторы к центрифуге Hettich MIKRO 185





### Арт. 1226-А. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000. Максимальное ускорение, g: 18 845.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.



Арт. 1252-А. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
- Максимальное ускорение, д: 15 558.
- Максимальная вместимость: 12×2 мл.



Арт. 1258-А. 18-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000. Максимальное ускорение, g: 16 654.
- Максимальная вместимость: 18×2 мл.





Арт. 1213-А. 18-местный угловой ротор

• Угол наклона: 45°.

• Максимальная скорость, об/мин: 14 000.

• Максимальное ускорение, д: 16 654.

• Максимальная вместимость: 18×2 мл.

## Преимущества

Медицинская центрифуга Hettich MIKRO 185 - 3то высокотехнологичное лабораторное оборудование, предназначенное для разделения биологических жидкостей на фракции за счёт высокой центробежной силы. Устройство применяется в клинических и исследовательских лабораториях, обеспечивая точность, надёжность и безопасность при проведении анализов.

- Высокая скорость вращения до 15 000 об/мин, что позволяет эффективно отделять плазму, сыворотку и другие компоненты крови.
- Большой выбор роторов совместимость с угловыми, микро- и пико-роторами, включая пробирки различного объёма.
- Интуитивный сенсорный интерфейс упрощает настройку параметров и управление процессом центрифугирования.
- Точное регулирование времени и скорости обеспечивает воспроизводимые результаты и стабильные условия анализа.
- Автоматическое торможение повышает безопасность и снижает износ механизма.
- Функция памяти программ позволяет сохранять часто используемые протоколы для ускорения работы.
- Компактный корпус экономит пространство в лаборатории.
- Широкий температурный диапазон поддержка работы при различных условиях окружающей среды.
- Система защиты от дисбаланса предотвращает поломку устройства при неправильной загрузке.
- ullet Лёгкая очистка и обслуживание модульная конструкция облегчает доступ к внутренним компонентам.

Центрифуга Hettich MIKRO 185 сочетает в себе производительность профессионального оборудования с удобством использования, что делает её идеальным решением для современных медицинских лабораторий.

## Характеристики



Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	микроцентрифуга, с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	14 000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,	
RCF), g	18 845
Максимальный шум, дБ	54
Макс. количество пробирок	24×2 мл
Габариты, мм	261 × 353 × 228
Вес, кг	11
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	330
Страна производства	Германия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.