

Медицинская центрифуга Hettich ROTANTA 460 R

Медицинские центрифуги

Арт. 5660



- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24400

Hettich

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2019/8962 от 26.09.2019

Описание

Медицинская центрифуга Hettich ROTANTA 460 R

ROTANTA 460 R — универсальная мощная центрифуга для широкого диапазона задач. Она отлично подойдёт для крупных лабораторий, банков крови или клинических лабораторий с большим потоком исследований, так как она поддерживает работу с самыми разными пробирками для забора крови, коническими пробирками, планшетами и крупными сосудами. Несмотря на то что это настольная центрифуга, она также подходит и для целей трансфузиологии, так как адаптирована для применения систем мешков для крови объёмом 450 мл.

ROTANTA 460 R — это центрифуга с охлаждением, которая обеспечивает работу с образцами при температуре от -20 до +40 °C.

У ROTANTA 460 R есть специальные роторы и дополнительные принадлежности для работы с сосудами ASTM, бутирометрами Бейкока, пробирками Шлёнка, пробирками для электролитов хромирования.

Для работы с крупными ПЦР-стрипами (96 мест) предусмотрен высокоскоростной ротор, вращающий планшеты типа SBS и развивающий при этом ускорение 6 446 g, а также дополнительные принадлежности для клеточных культур.

ROTANTA 460 R позволяет сэкономить время на замене роторов. Работа с различными типами пробирок, флаконов, мешков для крови и планшетов может осуществляться с использованием всего одного ротора. Новое поколение подвесов для ROTANTA 460 R наделено встроенными ручками для более комфортной работы с образцами и механизмом двойного затвора для крышек с био-герметизацией.

Более вместительный аналог ROTANTA 460 R — это напольная центрифуга ROTANTA 460 RC.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2019/8962 от 26.09.2019.

Роторы к Hettich ROTANTA 460 R

Кол-во мест
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

4 600

5 063

4×750 мл

4-местный

90°

3 800

3 196

4×1000 мл

6-местный

90°

11 500

18 038

6×94 мл

2-местный

90°

5 900

5 838

12 планшетов

6-местный

90°

4 000

3 631

4×290 мл

4-местный

90°

2 000

984

4×100 мл

Угловые роторы

30-местный

45°

15 000

24 400

30×2 мл

6-местный

25°

8 500

11 228

6×250 мл

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	5660
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24400
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...40
Максимальный шум, дБ	58
Макс. количество пробирок	4×750 мл
Габариты, мм	770×706×456
Вес, кг	141
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	1800
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.