

Медицинская центрифуга Hettich ROTANTA 460 RF

Медицинские центрифуги Арт. 5675



- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: стационарная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24400



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2019/8962 от 26.09.2019

Описание

Медицинская центрифуга Hettich Rotanta 460 RF

Hettich Rotanta 460 RF — это универсальная мощная центрифуга для широкого диапазона задач. Она отлично подойдёт для крупных лабораторий, банков крови или клинических лабораторий с большим потоком исследований, так как она поддерживает работу с самыми разными пробирками для забора крови, коническими пробирками, планшетами и крупными сосудами. Подходит для трансфузиологии.

Имеет функцию охлаждения и поддерживают диапазон температур от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Hettich Rotanta 460 RF — это напольный вариант центрифуги [Hettich Rotanta 460 R](#). Она располагается отдельно. Отличается от модели [Rotanta 460 RC](#) более массивными размерами (RC можно задвинуть под стол, RF — это отдельно стоящая центрифуга, крышка центрифуги располагает на высоте 96 см, т. е. примерно на уровне талии взрослого человека).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2019/8962 от 26.09.2019.

Роторы к Hettich Rotanta 460 RF

Кол-во мест

Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

4 600

5 063

4×750 мл

4-местный

90°

3 800

3 196

4×1000 мл

6-местный

90°

4 000

3 631

4×290 мл

2-местный

90°

6 200

6 446

12 планшетов

4-местный

90°

2 000

984

4×100 мл

Угловые роторы

30-местный

45°

15 000

24 400

30×2 мл

6-местный

45°

11 500

18 038

6×94 мл

6-местный

25°

9 500

14 025

6×250 мл

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	5675
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	стационарная
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24400
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...40
Максимальный шум, дБ	60
Макс. количество пробирок	4×1000 мл
Габариты, мм	554×697×961
Вес, кг	164
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	2000
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.