

Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 420

Медицинские центрифуги

Арт. 4701



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24400

Hettich

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7958 от 21.12.2018

Описание

Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 420

Компактная настольная центрифуга Hettich ROTINA 420 была разработана для работы с большим потоком образцов. Одним из основных преимуществ центрифуги является её вместимость: 4×600 мл, 140 пробирок для забора крови, 16 титрационных микропланшетов или 52 конические пробирки объемом 15 мл. И всё это возможно с использованием одного и того же ротора.

Мощная центрифуга отлично подойдёт для крупных лабораторий, банков крови или клинических лабораторий с высокой производительностью. Универсальный ротор поддерживает совместимость со многими ёмкостями, флаконами и планшетами, тем самым предлагая различные варианты работы, в том числе с клеточными культурами или при проведении твердофазного анализа.

Новое поколение подвесов для ROTINA 420 наделено встроенными ручками для более комфортной работы с образцами и механизмом двойного затвора для крышек с био-герметизацией.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к Hettich ROTINA 420

Кол-во мест
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

4 800

4 740

4×600 мл

4-местный

90°

4 000

2 898

4×290 мл

Угловые роторы

6-местный

45°

11 000

16 504

6×94 мл

4-местный

25°

9 500

12 007

4×250 мл

30-местный

45°

15 000

24 400

30×2,0 мл

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

4701

Бренд

Hettich

Страна бренда

Германия

Тип центрифуги

с естественным охлаждением

Размер центрифуги

настольная

Макс. скорость вращения, об/мин

15000

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

RCF), g

24400

Диапазон задания времени работы, мин

от 0 до 23 ч 59 мин

Максимальный шум, дБ

51

Макс. количество пробирок

4×600 мл

Габариты, мм

506×650×423

Вес, кг	75
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	870
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.