

## Медицинская центрифуга Hettich UNIVERSAL 320 R

Медицинские центрифуги    Арт. 1406



- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 16000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24900



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2011/09920 от 18.05.2012**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich UNIVERSAL 320 R

UNIVERSAL 320 R – компактная универсальная и незаменимая центрифуга общего назначения. Отличная производительность и широкий ассортимент принадлежностей позволяют UNIVERSAL 320 R выполнять практически любые задачи по центрифугированию, включая работу с планшетками, пробирками с кровью, клеточными культурами, микролитровыми пробирками и цитологическими принадлежностями.

UNIVERSAL 320 R оснащена системой охлаждения и обеспечивает работу с образцами при температуре от –20 до +40 °С.

Центрифуга поддерживает работу до 8 конических пробирок объёмом 50 мл для разделения клеток клеточных культур. Кроме этого, на ней можно центрифугировать микропланшеты для проведения микрофазного анализа.

UNIVERSAL 320 R можно использовать в цитологических исследованиях, благодаря 12-местному ротору с биогерметизацией.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/09920 от 18.05.2012.

#### Роторы для Hettich UNIVERSAL 320 R

Кол-во мест  
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

4 500

3 328

4×200 мл

4-местный

90°

5 000

4 193

4×100 мл

---

4-местный

90°

4 000

2 665

4×100 мл

---

4-местный

90°

4 500

3 328

4×100 мл

---

8-местный

90°

4 000

2 415

8×15 мл

---

12-местный

90°

5 000

2 683

12×15 мл

---

8-местный

45°

5 000

3 857

8×50 мл

---

6-местный

90°

4 000

2 701

6×50 мл

---

2-местный

90°

4 000

2 218

10 планш.

---

24-местный

90°

4 000

13 000

24×2 мл

---

Угловые роторы

---

24-местный

50°

16 000

24 900

24×2 мл

---

30-местный

45°

14 150

21 713

30×2 мл

---

64-местный

45°

13 000

13 604

8 ПЦР-стрипов (64×0,2 мл)

---

18-местный

45°

14 500

22 161

18×5 мл

---

6-местный

35°

9 000

10 595

6×94 мл

---

12-местный

35°

6 000

4 146

12×15 мл

---

12-местный

35°

12 000

16 582

12×15 мл

---

8-местный

45°

4 000

2 612

8×50 мл

---

12-местный, цитологический

90°

2 000

438

12 цито-камер

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Артикул	1406
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	16000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	24900
Диапазон задания времени работы, мин	1-99
Диапазон задаваемых температур, °C	-20...40
Максимальный шум, дБ	50
Макс. количество пробирок	4×200 мл
Габариты, мм	407×698×346

Вес, кг	52
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	800
Страна производства	Германия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.