

Медицинская центрифуга Liston C 2204 Classic

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница

51 000 руб.

Оптовая цена

51 000 руб.

LISTON

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Центрифуга медицинская Liston C 2204 Classic

Liston C 2204 Classic — бюджетная настольная переносная низкоскоростная лабораторная центрифуга, предназначенная для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил. Применяется в медицинских, биологических, химических и других лабораториях, включая практику рутинной лабораторной диагностики, анализов и пробоподготовки.

Центрифуга проста в эксплуатации, не требует специального обслуживания и отличается высокой надёжностью. Обеспечивает точное поддержание заданной скорости вращения благодаря микропроцессорному управлению и электромагнитному датчику скорости. Корпус изготовлен из стали и алюминия с порошковым эпоксиполиэфирным покрытием. Устойчивая к вибрациям конструкция, низкий уровень шума, автоматическая блокировка крышки, таймер и бесщёточный двигатель обеспечивают удобство и безопасность работы.

Центрифуга Liston C 2204 Classic сертифицирована для применения в странах ЕС. Возможна быстрая поставка адаптеров и запасных частей. Совместима с несколькими типами бакет-роторов (роторы с качающимися стаканами):

- Se-4-50 — 4 места по макс. 200 мл, Ø до 29 мм, высота пробирки до 125 мм, макс. объём пробирки — 50 мл, угол 90°
- S-8-15 — 8 мест по макс. 120 мл, Ø до 17 мм, высота пробирки до 121 мм, макс. объём пробирки — 15 мл, угол 90°
- Se-12-15 — 12 мест по макс. 180 мл, Ø до 17 мм, высота пробирки до 112 мм, макс. объём пробирки — 15 мл, угол 90°
- S-12-GCARD, S-20-GCARD, S-24-GCARD — на 12, 20 и 24 гель-карты соответственно

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ротор	на выбор
Макс. размер пробирок	в зависимости от ротора
Скорость вращения	1 000, 1 500, 2 000, 2 800 об/мин
Макс. ОЦУ (RCF)	1 500 g
Отклонение скорости	±100 об/мин
Диапазон времени	1...99 мин
Отклонение времени	2 %
Время выхода на режим	не более 2 мин
Уровень шума	не более 60 дБ
Электропитание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	405 Вт
Габариты центрифуги	410 × 480 × 240 мм
Габариты упаковки	550 × 480 × 290 мм
Масса (нетто/брутто)	20,4 / 22 кг

Непрерывный режим работы не более 180 мин / не менее 60 мин перерыв
Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Макс. длина	500 мм
Макс. ширина	560 мм
Макс. высота	300 мм
Макс. вес	20 кг
Общий вес	20 кг
Общий объём	0,084 м³

Преимущества

Центрифуга Liston C 2204 Classic сочетает надёжность, простоту управления и универсальность, что делает её удобным и эффективным инструментом для рутинной лабораторной работы:

- Компактная настольная конструкция — удобство размещения на рабочем месте и простота перемещения.
- Прочный корпус из стали и алюминия с порошковым покрытием — устойчивость к повреждениям и долговечность.
- Низкий уровень шума (до 60 дБ) — комфортные условия работы в лаборатории.
- Микропроцессорная система управления — точный контроль скорости и времени центрифугирования.
- Бесщёточный двигатель, не требующий обслуживания — надёжность и минимальные эксплуатационные расходы.
- Автоматическая блокировка крышки при вращении — повышенная безопасность оператора.
- Плавный старт и торможение — защита пробирок от механических повреждений.
- Возможность выбора и быстрой замены ротора — адаптация под разные типы исследований и объёмы пробирок.
- Совместимость с широким спектром бакет-роторов, включая модели для гель-карт — расширение функциональности.
- Соответствие европейским требованиям и сертификация для применения в ЕС — гарантия качества и безопасности.

LISTON C 2204 Classic — это надёжное и удобное решение для лабораторий, нуждающихся в универсальной и экономичной центрифуге.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Листон

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010032405.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032405.pdf>

Габариты, мм

410 × 480 × 240

Вес, кг

20.4

Вес в упаковке, кг

22

Габариты в упаковке, мм

550 × 480 × 290

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	405
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.