

Медицинская водяная баня ELMI TW-2

Водяные бани



Ваша цена

Розница
60 109 руб.

Оптовая цена
57 584 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Медицинская водяная баня ELMI TW-2

Медицинская водяная баня ELMI TW-2 – компактный термостат с микропроцессорной системой управления, предназначенный для поддержания стабильной температуры воды с высокой точностью. Баня состоит из цельнолитой ванны объёмом 4,5 л и термоблока, обеспечивающего равномерное перемешивание жидкости по всему объёму. Температура поддерживается с точностью $\pm 0,1$ °C.

Баня ELMI TW-2 применяется в медицине, биологии, микробиологии, а также для исследований гемокоагуляции. Минимальные габариты и простота обслуживания делают её удобной для использования в лабораториях и медицинских кабинетах.

Особенности

- Два независимых секундомера.
- Датчик уровня воды в ванне.
- Подсветка ванны.
- Высокая точность поддержания заданной температуры в резервуаре.
- Автоматический контроль уровня жидкости для защиты нагревателя.
- Возможность подключения внешнего контура.
- Интенсивное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры.
- Легко разбирающаяся и чистящаяся конструкция.
- Регулируемая скорость перемешивания жидкости.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём ванны	4,5 л
Температурный диапазон	Ткомн. +3 – 80 °C
Дискретность установки температуры	0,1 °C
Точность поддержания температуры	$\pm 0,5$ °C
Количество степеней перемешивания	2
Количество секундомеров	2
Таймер	до 100 мин

Преимущества

- Высокая точность поддержания температуры воды с точностью $\pm 0,1$ °C.
- Цельнолитая ванна объёмом 4,5 л обеспечивает равномерное распределение тепла.
- Микропроцессорная система управления обеспечивает простое и надёжное управление.
- Два независимых секундомера позволяют одновременно контролировать разные процессы.
- Датчик уровня воды защищает нагреватель от перегрева и сухого хода.
- Подсветка ванны обеспечивает удобство наблюдения за процессом.
- Интенсивное и равномерное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры.

- Возможность подключения внешнего контура для расширения функционала.
- Лёгкая разборка и чистка конструкции для удобного обслуживания.
- Регулируемая скорость перемешивания жидкости под разные задачи лаборатории.
- Компактные размеры позволяют использовать баню даже в ограниченном пространстве.
- Широкая область применения: медицина, биология, микробиология, исследования гемокоагуляции.
- Надёжность и долговечность конструкции, минимальные требования к обслуживанию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001551.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001551.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000001551.pdf
Габариты, мм	330 × 180 × 250
Вес, кг	1.6
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.