


Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-СТ-А с БПС

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
15 849 руб.

Оптовая цена
15 849 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Размер платформы, мм: 300×300
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

Описание

Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200 50/100-СТ-А с БПС

Медицинские напольные электронные весы ТВЕС ВМЭН-200 50/100-СТ-А с БПС предназначены для точного измерения массы тела человека в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях, а также в бытовых условиях. Также оборудование может применяться для взвешивания различных грузов.

Весы обеспечивают автоматическое отображение массы на ЖКИ-дисплее, установленном на складывающейся стойке, что делает эксплуатацию удобной и наглядной. Устройство поддерживает автономное питание от батареек и работу от сети 220 В через адаптер питания.

Конструкция модели включает функции автоматической установки нуля, выборки массы тары (например, коврика и дополнительных принадлежностей), а также экономный режим работы для снижения энергопотребления.

Особенности

- Два диапазона взвешивания до 150 кг и до 200 кг.
- Автоматическое отображение массы пациента или груза на дисплее.
- ЖКИ-индикация с высокой наглядностью показаний.
- Складывающаяся стойка с табло для удобства хранения и использования.
- Автономное питание от батареек и работа от сети 220 В через адаптер.
- Автоматическая установка нуля для повышения точности измерений.
- Функция выборки массы тары (коврика и дополнительных принадлежностей).
- Экономный режим работы для снижения энергопотребления.
- Работа в широком температурном диапазоне от +10 до +40 °С.

Комплектация

- Весы в комплекте – 1 шт.
- Стойка с табло – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Транспортная упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|----------|
| Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке, г | |
| От Min до 25,0 кг вкл. | ±25 |
| Св. 25 кг до 100,0 кг вкл. | ±50 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Св. 100,0 до Max | ±100 |
| Диапазон выборки массы тары, кг | от 0 до 20 |
| Рабочий диапазон температур | от +10 до +40 °С |
| Время измерения массы, не более, сек | 3 |
| Полный средний срок службы, лет | 8 |

Преимущества

- Два диапазона измерения массы до 150 кг и до 200 кг обеспечивают универсальность применения.
- Высокая точность взвешивания с автоматическим отображением результата на ЖКИ-дисплее.
- Автоматическая установка нуля повышает стабильность и корректность измерений.
- Функция выборки массы тары позволяет учитывать вес дополнительных принадлежностей (коврика и других элементов).
- Автономная работа от батареек и питание от сети 220 В через адаптер обеспечивают гибкость использования.
- Складывающаяся стойка с дисплеем делает эксплуатацию и хранение более удобными.
- Экономный режим работы снижает энергопотребление при длительном использовании.
- Быстрое время измерения массы (не более 3 сек) повышает эффективность работы персонала.
- Компактная и устойчивая платформа 300 × 300 × 65 мм обеспечивает удобство размещения пациента.
- Работа в широком температурном диапазоне от +10 до +40 °С позволяет использовать весы в различных условиях.
- Небольшая масса конструкции (до 5 кг) облегчает транспортировку и установку оборудования.
- Длительный срок службы до 8 лет обеспечивает надёжность эксплуатации.
- ЖК-индикация обеспечивает чёткое и удобное считывание результатов измерений.
- Подходит для медицинских, спортивных и оздоровительных учреждений различного профиля.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|--|
| Бренд | ТВЕС |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Реабилитация, Для дома |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039612.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039612.pdf |
| Тип весов | медицинские |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200 |
| Дискретность, г | 50/100 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 1000 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Размер платформы, мм | 300×300 |
| Питание | от сети |
| Вес, кг | 5 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Электропитание, В | 200 или батарейки |
|-------------------|-------------------|

| | |
|---------------------|--------|
| Страна производства | Россия |
|---------------------|--------|

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.