

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-1/2/5-А

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
8 971 руб.

Оптовая цена
8 971 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 5
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Весы предназначены: для новорождённых

Описание

Настольные медицинские весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-1/2/5-А

Настольные медицинские весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-1/2/5-А предназначены для точного взвешивания новорождённых и детей в возрасте до 1,5 лет. Оборудование применяется в родильных домах, детских отделениях больниц, педиатрических центрах, а также в условиях домашнего ухода.

Весы обеспечивают высокую точность измерений и стабильность показаний даже при движении ребёнка. Функционал включает определение массы и роста, запоминание результатов последнего взвешивания и расчёт разницы между текущими и предыдущими показателями.

Модель оснащена светодиодной индикацией, встроенным аккумулятором и поддерживает автономную работу, что делает её удобной для эксплуатации в любых условиях.

Особенности

- Определение массы и роста ребёнка.
- Запоминание результата последнего взвешивания.
- Отображение разницы между текущим и предыдущим весом.
- Функция выборки массы тары (детских принадлежностей).
- Автономное питание от встроенного аккумулятора 6 В.
- Возможность питания от сети 187 – 242 В через адаптер.
- Экономичный режим работы.
- Регулировка яркости индикации.
- Сигнализация разрядки аккумулятора.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация о перегрузке.
- Светодиодная индикация веса.
- Стабильные показания при движении ребёнка.
- Автоматическое отключение питания через 5 мин.
- Первичная поверка.

Комплект поставки

- Весы в сборе – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковочная тара – 1 комплект.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|----------------|
| Пределы допускаемой погрешности | $\pm 1/2/5$ г |
| Наибольший предел выборки массы тары | 5 кг |
| Время измерения массы | не более 1,5 с |

| | |
|--|--|
| Сигнализация снижения напряжения питания | есть (ниже 5,7 В) |
| Период автоматического отключения | 5 мин |
| Условия эксплуатации | от +10 до +35 °С, влажность 80 % ± 3 % при 25 °С |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Стабильность показаний при движении | есть |
| Компенсация массы принадлежностей | есть |
| Запоминание предыдущего веса | есть |
| Определение разности взвешивания | есть |
| Сигнализация перегрузки | есть |
| Светодиодная индикация | есть |
| Свидетельство средств поверки | есть |
| Первичная поверка ЦСМ | есть |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев |

Преимущества

- Предназначены для взвешивания новорождённых и детей до 1,5 лет в медицинских учреждениях и в домашних условиях.
- Высокая точность измерений с классом точности III (средний).
- Функция определения не только веса, но и роста ребёнка.
- Сохранение в памяти результата последнего взвешивания.
- Отображение разницы между текущим и предыдущим измерением массы.
- Компенсация массы дополнительных принадлежностей (пелёнок и др.).
- Стабильные показания даже при движении ребёнка.
- Быстрое измерение массы – не более 1,5 с.
- Автономная работа от встроенного аккумулятора 6 В.
- Возможность питания от сети 187 – 242 В через внешний адаптер.
- Экономичный режим работы с автоматическим отключением через 5 мин.
- Регулировка яркости индикации для комфортной работы.
- Светодиодная индикация веса.
- Сигнализация разрядки аккумулятора и перегрузки.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Наличие первичной поверки и свидетельства средств измерений.
- Работа в диапазоне температур от +10 до +35 °С.
- Длительный срок службы до 8 лет.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|--|
| Бренд | ТВЕС |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Для кабинета педиатра |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039595.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039595.pdf |
| Тип весов | медицинские |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 5 |
| Дискретность, г | 1/2/5 |

| | |
|---|--------------------------|
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 20 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Питание | от аккумулятора, от сети |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.