

Медицинский бинокулярный микроскоп Биолаб 5

Медицинские микроскопы



Ваша цена

Розница
35 100 руб.

Оптовая цена
33 700 руб.

биолаб

В наличии

НДС не облагается

Описание

Медицинский бинокулярный микроскоп Биолаб 5

Медицинский бинокулярный микроскоп Биолаб 5 – профессиональный прибор для работы в медицинских, биологических и химических лабораториях, а также в учебных заведениях. Обеспечивает исследование образцов методом светлого поля с высокой точностью и комфортом для пользователя.

Микроскоп применяется:

- в лечебно-профилактических учреждениях;
- в эпидемиологических лабораториях;
- в научно-исследовательских и медицинских учреждениях;
- в учебных и университетских лабораториях;
- в лабораториях по контролю окружающей среды.

Особенности

- Бинокулярная оптическая головка с наклоном окулярных трубок 30 °.
- Регулируемое межзрачковое расстояние 48 – 75 мм.
- Светлопольный конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25.
- Револьверное устройство для смены объективов.
- Совмещённый с предметным столиком механизм фокусировки.
- Возможность установки видеоокуляра для вывода изображения на монитор.
- Удобная ручка для перемещения микроскопа.
- Компактные размеры и эргономичный дизайн корпуса.
- LED-освещение мощностью 3 Вт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптической головки	Бинокулярная
Увеличение микроскопа	40 – 1000x
Объективы (увеличение / числовая апертура)	4x/0,10, 10x/0,20, 40x/0,65, 100x/1,25
Окуляры (увеличение / поле зрения)	10x/20 мм
Межзрачковое расстояние	48 – 75 мм
Числовая апертура конденсора светлого поля	1,25
Габаритные размеры предметного столика	140 × 132 мм
Диапазон перемещения препарата	80 × 35 мм
Источник света	LED 3 Вт

Преимущества

- Бинокулярная оптическая головка с регулируемым межзрачковым расстоянием 48 – 75 мм обеспечивает комфортную работу оператору.
- Светлопольный конденсор Аббе с числовой апертурой 1,25 позволяет проводить исследования методом светлого поля с высокой точностью.
- Револьверное устройство обеспечивает быструю смену объективов для разных увеличений (4x, 10x, 40x, 100x).
- Предметный столик совмещён с механизмом точной фокусировки, обеспечивая плавное и точное перемещение образца.
- Возможность установки видеоокуляра для подключения к монитору или системе записи изображения.
- LED-освещение мощностью 3 Вт с длительным сроком службы и низким энергопотреблением.
- Компактные габариты 310 × 190 × 365 мм и эргономичный корпус для удобного перемещения и размещения на рабочем столе.
- Ручка для переноски микроскопа облегчает транспортировку внутри лаборатории.
- Высокое качество сборки и надёжность обеспечивают долговременную эксплуатацию без снижения точности исследований.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	БИОЛАБ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010023602.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023602.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010023602.pdf
Габариты, мм	310 × 190 × 365
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.