

## Медицинский инструментальный столик ДЗМО СИ-5

Медицинские столики



### Ваша цена

Розница  
**20 265 руб.**

Оптовая цена  
**16 617 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский инструментальный столик ДЗМО СИ-5

Медицинский инструментальный столик ДЗМО СИ-5 предназначен для размещения инструментов, расходных материалов и медикаментов при проведении перевязок, хирургических вмешательств и различных медицинских манипуляций. Модель используется в операционных, перевязочных, процедурных кабинетах и других подразделениях лечебно-профилактических учреждений.

Конструкция столика разборная, что упрощает транспортировку и хранение оборудования. Две полки выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим средствам и ежедневной санитарной обработке. Бортики по периметру полок предотвращают случайное падение инструментов и медикаментов во время работы.

Для удобства перемещения столик оснащён двумя ручками и четырьмя колёсными опорами диаметром 50 мм, две из которых оборудованы тормозами для надёжной фиксации оборудования на месте эксплуатации.

### Особенности

- Предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов.
- Подходит для эксплуатации в операционных и перевязочных кабинетах.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и сборки.
- Две полки из нержавеющей стали.
- Устойчивость поверхностей к дезинфицирующей обработке.
- Бортики по периметру полок предотвращают падение предметов.
- Две ручки для удобного перемещения столика.
- Четыре колёсные опоры диаметром 50 мм.
- Две колёсные опоры оснащены тормозами.
- Компактные размеры для размещения в кабинетах различного профиля.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Конструкция	разборная
Количество полок	2
Материал полок	нержавеющая сталь
Наличие бортиков	по периметру полок
Количество ручек	2
Количество колёсных опор	4
Диаметр колёс	50 мм
Колёса с тормозом	2
Длина	710 мм
Ширина	480 мм
Высота	905 мм
Допускаемая нагрузка	25 кг

## Преимущества

- Две полки из нержавеющей стали для размещения инструментов и медикаментов.
- Устойчивость рабочих поверхностей к дезинфицирующим средствам и санитарной обработке.
- Бортики по периметру полок предотвращают случайное падение инструментов.
- Разборная конструкция упрощает транспортировку и сборку столика.
- Компактные размеры для удобного размещения в процедурных и операционных кабинетах.
- Две ручки обеспечивают удобство перемещения оборудования.
- Четыре колёсные опоры повышают мобильность столика.
- Два колеса оснащены тормозами для надёжной фиксации на месте.
- Подходит для оснащения перевязочных, операционных и процедурных кабинетов.
- Прочная металлическая конструкция рассчитана на ежедневную эксплуатацию.
- Допускаемая нагрузка до 25 кг.
- Простота ухода и длительный срок службы.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ДЗМО
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040004.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040004.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	9
<b>Вес в упаковке, кг</b>	11
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	1035×555×176 (в деревянной обрешётке)
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.