

## Медицинский хирургический отсасыватель Аксион OMX-5/80-01

Аспираторы (отсасыватели)



### Ваша цена

Розница  
**136 600 руб.**

Оптовая цена  
**129 770 руб.**

**AXION**  
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
 С 1970 ГОДА

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский хирургический отсасыватель Аксион OMX-5/80-01 со стойкой

Аксион OMX-5/80-01 – стационарный хирургический отсасыватель, предназначенный для удаления биологических жидкостей (крови, гноя, слизи) из операционного поля или дыхательных путей пациента.

Модель оснащена передвижной стойкой с установленными контейнерами-сборниками, что делает её удобной для применения в операционных и перевязочных. Аппарат отличается стабильной производительностью, продолжительным режимом работы и малым уровнем шума, что особенно важно в условиях хирургического вмешательства.

Система управления позволяет точно регулировать уровень вакуума, а ёмкости объёмом 2×2 л обеспечивают достаточный объём для длительных процедур. Устройство легко дезинфицируется, оснащено защитой от перелива и рассчитано на многолетнюю эксплуатацию в клинических условиях.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность по воздуху, л/мин, не менее	15
Устанавливаемое регулируемое разрежение, кПа	от -5 до -80
Режим работы	продолжительный
Ёмкость контейнеров-сборников, л	2 × 2
Длина трубки для связи с пациентом, м, не менее	2
Уровень шума, дБ, не более	65
Продолжительность непрерывной работы, час	не более 7 (с перерывом не менее 1)
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм: блока управления	260 × 230 × 280
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм: стойки	480 × 530 × 740
Масса со стойкой, кг, не более	20
Потребляемая мощность, В·А, не более	100
Питание от сети переменного тока (напряжение / частота)	220±22 В; 50 Гц
Срок службы, лет	5

## Преимущества

- Высокая производительность – не менее 15 л/мин, подходит для интенсивной аспирации.
- Регулируемое разрежение – удобная настройка на панели управления с индикацией уровня вакуума.
- Продолжительный режим работы – до 7 часов с обязательными перерывами.
- Удобная передвижная конструкция – стойка с четырьмя самоориентирующимися колёсами с тормозной системой.

- Варианты исполнения – переносной и передвижной.
- Компактные размеры блока – легко размещается в ограниченном пространстве.
- Двойные пластиковые контейнеры – прочные, небуьющиеся, общий объём 4 литра, с мерными отсеками.
- Двухступенчатая защита от перелива – поплавковое устройство в сборнике и дополнительная банка-ловушка.
- Мембрана для защиты компрессора – предотвращает попадание жидкости внутрь прибора.
- Простота соединительных элементов – шланги легко снимаются, допускается автоклавирувание.
- Низкий уровень шума – не более 65 дБ.
- Питание от стандартной электросети – 220±22 В, 50 Гц.
- Простота обслуживания и стерилизации – интуитивный интерфейс и доступ к основным узлам.
- Надёжность и долговечность – срок службы прибора составляет не менее 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Аксион
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031217.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031217.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	блок управления: 260 × 230 × 280; стойка: 480 × 530 × 740
<b>Вес, кг</b>	20
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	100
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.