

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-B

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
8 366 руб.

Оптовая цена
8 292 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-B

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-B – переносной аспирационный аппарат, предназначенный для удаления жидкостей, секрета и других биологических сред во время медицинских процедур. Модель применяется в лечебных учреждениях, процедурных кабинетах, педиатрической практике и малой хирургии.

Благодаря компактным размерам и небольшому весу оборудование удобно размещать на рабочей поверхности и перемещать между кабинетами. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и оснащён эргономичной ручкой для переноски.

Управление работой осуществляется одной кнопкой включения и механическим регулятором, позволяющим изменять интенсивность аспирации. Система защиты от переполнения банки реализована с помощью встроенного поплавкового клапана, предотвращающего попадание жидкости внутрь устройства.

Отсасыватель комплектуется детским катетером, что расширяет возможности применения оборудования в педиатрии и детской хирургии. Для дополнительной защиты предусмотрен воздушный фильтр со сменными элементами.

Особенности

- Переносное исполнение.
- Компактные размеры корпуса.
- Ударопрочный пластиковый корпус.
- Удобная ручка для переноски.
- Простое управление одной кнопкой.
- Механический регулятор интенсивности аспирации.
- Система защиты от перелива собранной жидкости.
- Поплавковый клапан защиты от переполнения банки.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Сменные воздушные фильтры.
- Детский катетер в комплекте.
- Подходит для применения в педиатрии.
- Низкий уровень шума.
- Продолжительный ресурс эксплуатации.

Показания к применению

- Удаление биологических жидкостей во время медицинских процедур.
- Аспирация секрета из дыхательных путей.
- Применение в малой хирургии.
- Использование в процедурных кабинетах.
- Проведение медицинских манипуляций в педиатрии.
- Использование в детской хирургии.
- Оснащение лечебно-профилактических учреждений.

Комплект поставки

- Отсасыватель медицинский.

- Банка-сборник – 1 шт.
- Воздушный фильтр.
- Клапан защиты от переполнения.
- Детский катетер.
- Комплект документации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип отсасывателя	Переносной
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Количество банок-сборников	1 шт.
Материал банки-сборника	Пластик
Производительность	15 л/мин
Диапазон отрицательного давления	20–75 кПа
Объём банки-сборника	1 000 мл
Уровень шума	не более 70 дБ
Электропитание	220 В / 50 Гц
Цикл работы	30/15 мин
Наработка на отказ	5 000 ч
Гарантия	1 год

Преимущества

- Компактные размеры позволяют размещать устройство практически на любой рабочей поверхности.
- Переносное исполнение обеспечивает удобство эксплуатации в разных кабинетах и помещениях.
- Эргономичная ручка предназначена для комфортной переноски оборудования.
- Простое управление осуществляется одной кнопкой включения.
- Механический регулятор позволяет быстро настроить интенсивность аспирации.
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика.
- Система защиты от перелива предотвращает попадание жидкости внутрь устройства.
- Поплавковый клапан автоматически ограничивает переполнение банки-сборника.
- Воздушный фильтр способствует дополнительной защите оборудования.
- Предусмотрена возможность замены воздушных фильтров.
- Низкий уровень шума повышает комфорт работы медицинского персонала.
- Объём банки-сборника 1 000 мл обеспечивает достаточный запас для проведения процедур.
- Производительность до 15 л/мин обеспечивает эффективную аспирацию.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления позволяет адаптировать работу под разные процедуры.
- Модель подходит для использования в педиатрической практике.
- Детский катетер входит в стандартный комплект поставки.
- Продолжительный ресурс эксплуатации с наработкой на отказ 5 000 ч.
- Надёжная конструкция рассчитана на регулярное медицинское применение.
- Небольшой вес облегчает транспортировку и ежедневное использование.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040023.pdf
Габариты, мм	280×196×285
Вес, кг	3,9

Габариты в упаковке, мм	350×270×290
--------------------------------	-------------

Электропитание, В	220
--------------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	не более 90
----------------------------------	-------------

Страна производства	Китай
----------------------------	-------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.