

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-B5

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
9 979 руб.

Оптовая цена
9 890 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-B5

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-B5 – компактное переносное устройство, предназначенное для быстрого удаления биологических жидкостей, фрагментов тканей и аэрозолей из операционного поля. Аппарат обеспечивает непрерывный дренаж и поддерживает чёткую визуализацию зоны вмешательства во время проведения медицинских процедур.

Модель оснащена безмасляным поршневым насосом, обеспечивающим стабильную работу и высокую производительность при длительной эксплуатации. Вместительный накопитель жидкости совместно с системой защиты от переполнения повышает безопасность использования оборудования.

Управление осуществляется кнопкой включения и механическим регулятором интенсивности всасывания. Контроль параметров работы выполняется с помощью встроенной шкалы со стрелочным указателем. Для быстрого обслуживания предусмотрена кнопка отсоединения банки-сборника.

Корпус отсасывателя изготовлен из ударопрочного пластика и оснащён складной эргономичной ручкой для переноски. Комплект поставки включает взрослый и детский катетеры, благодаря чему оборудование подходит для применения как у взрослых пациентов, так и в педиатрической практике.

Особенности

- Безмасляный поршневой насос.
- Переносное исполнение.
- Компактные размеры.
- Ударопрочный пластиковый корпус.
- Складная эргономичная ручка для переноски.
- Механическая регулировка интенсивности аспирации.
- Кнопка быстрого отсоединения банки-сборника.
- Шкала со стрелочным указателем интенсивности всасывания.
- Система защиты от переполнения накопителя.
- Поплавковый клапан защиты от перелива.
- Воздушный фильтр.
- Возможность замены воздушных фильтров.
- Низкий уровень шума.
- Подходит для взрослой и педиатрической практики.
- Детский и взрослый катетеры входят в комплект.
- Рассчитан на регулярную эксплуатацию.

Показания к применению

- Удаление биологических жидкостей во время медицинских процедур.
- Удаление фрагментов тканей из операционного поля.
- Удаление аэрозолей во время медицинских вмешательств.
- Поддержание дренажа операционного поля.
- Проведение процедур в малой хирургии.
- Педиатрические медицинские манипуляции.
- Применение в амбулаторной практике.

Комплект поставки

- Отсасыватель медицинский Armed 7E-B5.
- Банка-сборник – 1 шт.
- Воздушный фильтр.
- Клапан защиты от переполнения.
- Детский катетер.
- Взрослый катетер.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип отсасывателя	Переносной
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Количество банок-сборников	1 шт.
Материал банки-сборника	Пластик
Производительность	20 л/мин
Диапазон отрицательного давления	10–80 кПа
Объём банки-сборника	1 000 мл
Уровень шума	не более 70 дБ
Цикл работы	30/15 мин
Гарантия	1 год

Преимущества

- Переносное исполнение обеспечивает удобство эксплуатации в разных кабинетах и при выездном оказании медицинской помощи.
- Компактные размеры позволяют удобно размещать оборудование на рабочей поверхности.
- Безмасляный поршневой насос обеспечивает стабильную и эффективную работу.
- Производительность 20 л/мин способствует быстрому удалению биологических жидкостей.
- Складная эргономичная ручка обеспечивает комфортную переноску оборудования.
- Простое управление осуществляется кнопкой включения и механическим регулятором.
- Механический регулятор позволяет быстро изменять интенсивность аспирации.
- Шкала со стрелочным указателем облегчает контроль интенсивности всасывания.
- Кнопка быстрого отсоединения накопителя ускоряет обслуживание устройства.
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика.
- Система защиты от переполнения повышает безопасность эксплуатации.
- Поплавковый клапан автоматически ограничивает переполнение банки-сборника.
- Воздушный фильтр способствует дополнительной защите оборудования.
- Предусмотрена возможность замены воздушных фильтров.
- Низкий уровень шума повышает комфорт работы медицинского персонала.
- Объём банки-сборника 1 000 мл обеспечивает достаточный запас для проведения процедур.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления позволяет адаптировать работу устройства под различные клинические задачи.
- Подходит для применения во взрослой и педиатрической практике.
- В комплект поставки входят детский и взрослый катетеры.
- Надёжная конструкция рассчитана на регулярное медицинское применение.
- Небольшой вес облегчает транспортировку и ежедневное использование оборудования.
- Продолжительный ресурс эксплуатации способствует длительной работе устройства.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040024.pdf

Габариты, мм	314×123×233
--------------	-------------

Вес, кг	3.9
---------	-----

Габариты в упаковке, мм	400×190×290
-------------------------	-------------

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	90
---------------------------	----

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.