

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-Д 15 л/мин

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
14 011 руб.

Оптовая цена
13 886 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-Д

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-Д – переносной аспирационный аппарат, предназначенный для удаления жидкостей, секрета и других биологических сред во время проведения медицинских процедур. Оборудование применяется в условиях лечебных учреждений, процедурных кабинетов, педиатрической практики и малой хирургии.

Благодаря компактному исполнению и небольшому весу устройство удобно размещать и перемещать между кабинетами. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и оснащён эргономичной ручкой для переноски.

Управление осуществляется кнопкой включения и механическим регулятором, позволяющим изменять интенсивность аспирации в зависимости от клинической задачи.

Для защиты оборудования предусмотрена система предотвращения переполнения банки на основе встроенного поплавкового клапана, исключающего попадание жидкости внутрь аппарата. Дополнительную защиту обеспечивает воздушный фильтр со сменными элементами.

Отсасыватель комплектуется взрослым и детским катетерами, что расширяет возможности эксплуатации. Устройство поддерживает питание от электрической сети, встроенного аккумулятора и автомобильного прикуривателя 12 В. Для удобства размещения предусмотрен кронштейн для крепления на вертикальных поверхностях.

Показания к применению

- Удаление жидкостей и биологических сред во время медицинских процедур.
- Проведение аспирации в лечебно-профилактических учреждениях.
- Использование в процедурных и смотровых кабинетах.
- Проведение малых хирургических вмешательств.
- Применение в педиатрической практике.
- Оснащение кабинетов амбулаторного приёма.
- Использование в кабинетах общей врачебной практики.
- Эксплуатация в частных медицинских центрах.
- Использование в мобильных медицинских рабочих местах.

Особенности

- Переносное исполнение.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Эргономичная ручка для переноски.
- Корпус из ударопрочного пластика.
- Механическая регулировка интенсивности аспирации.
- Поплавковый клапан защиты от переполнения.
- Воздушный фильтр со сменными элементами.
- Низкий уровень шума.
- Работа от сети 220 В.
- Работа от встроенного аккумулятора.
- Возможность подключения к сети автомобиля.
- Комплектация взрослым и детским катетерами.
- Настенное размещение при помощи кронштейна.
- Надёжная конструкция для регулярной эксплуатации.

- Продолжительный эксплуатационный ресурс.

Комплект поставки

- Отсасыватель медицинский Armed 7E-Д.
- Банка-сборник – 1 шт.
- Воздушный фильтр.
- Клапан защиты от переполнения.
- Детский катетер.
- Взрослый катетер.
- Кронштейн для крепления на стену.
- Кабель для подключения к автоприкуривателю.
- Комплект документации.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|----------------------|
| Тип отсасывателя | переносной |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик |
| Количество банок-сборников | 1 шт. |
| Материал банки-сборника | пластик |
| Производительность | 15 л/мин |
| Диапазон отрицательного давления | 20 – 75 кПа |
| Объём банки-сборника | 1 000 мл |
| Уровень шума | не более 65 дБ |
| Питание от сети автомобиля | да |
| Цикл работы | 30/15 мин |
| Аккумуляторная батарея | 2.6 А*ч |
| Гарантия | 1 год |

Преимущества

- Переносное исполнение обеспечивает удобство эксплуатации в различных кабинетах и при выездном оказании медицинской помощи.
- Компактные размеры и небольшой вес упрощают размещение и транспортировку оборудования.
- Эргономичная ручка обеспечивает комфортную переноску устройства.
- Корпус из ударопрочного пластика устойчив к ежедневной интенсивной эксплуатации.
- Механический регулятор позволяет быстро изменять интенсивность аспирации под конкретную процедуру.
- Производительность 15 л/мин обеспечивает эффективное удаление жидкостей и биологических сред.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления от 20 до 75 кПа позволяет адаптировать параметры работы под различные клинические задачи.
- Поплавковый клапан автоматически предотвращает переполнение банки-сборника.
- Воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту внутренних компонентов оборудования.
- Предусмотрена возможность замены фильтрующих элементов.
- Низкий уровень шума не более 65 дБ повышает комфорт работы медицинского персонала.
- Банка-сборник объёмом 1 000 мл обеспечивает достаточный запас для проведения процедур.
- Поддерживается работа от сети 220 В, встроенного аккумулятора и автомобильного прикуривателя 12 В.
- Встроенный аккумулятор обеспечивает автономность при отсутствии стационарного электропитания.
- Возможность подключения к сети автомобиля расширяет сценарии использования оборудования.
- Комплектация взрослым и детским катетерами повышает универсальность применения.
- Кронштейн для настенного крепления позволяет рационально организовать рабочее пространство.
- Конструкция рассчитана на продолжительный срок службы и регулярное медицинское применение.
- Подходит для эксплуатации в педиатрической практике.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Бренд | Армед |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Габариты, мм | 280×200×290 |
| Вес, кг | 6.8 |
| Габариты в упаковке, мм | 350×270×290 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.