


Медицинский холодильник Бирюса 315K-GB

Медицинские холодильники



бирюса

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский холодильник Бирюса 315K-GB

ММММ Медицинская холодильно-морозильная камера Бирюса 315К-GB предназначена для хранения лабораторных продуктов, образцов, культур, реагентов, фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, биологических материалов и медицинских изделий. В холодильном отделении поддерживается температура от 0 до +17 °C, а в морозильном отделении от −28 до −6 °C. МММММ Медерживается температура от 0 до +17 °С, а в морозильном отделении от −28 до −6 °С.

Оптовая цена

43 964 руб.

Особенности

- Электронная система управления с дисплеем.
- Световая и звуковая сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери.
- Механические замки на дверях холодильного и морозильного отделений.
- Дополнительные внутренние дверцы для сохранения температуры при открывании общей двери.
- Автоматическое размораживание испарителя холодильного отделения.
- LED-освещение с автоматическим включением и выключением.
- Колёсные опоры для удобства перемещения.

Комплектация

Технические характеристики

⊠⊠⊠Охлаждаемая площадь полок **⊠⊠⊠**МО,6 м² **⊠⊠**М

ХХХХУправление **ХХХХ**Электронное **ХХХХ**

XXXXXOсвещение XXXXXLED XXXX

⊠⊠⊠ХТеплоизоляция **⊠**⊠⊠⊠Пенополиуретан **⊠**⊠⊠

⊠⊠⊠Суточный расход электроэнергии **⊠⊠⊠⊠**1,8 кВт·ч (при +24 °C) **⊠⊠⊠**

№№№ Диапазон условий эксплуатации **№№№** +10 ... +35 °C, влажность до 75% при +25 °C

⊠⊠⊠Срок службы **⊠⊠⊠**Не менее 10 лет **⊠⊠⊠**

Преимущества

[•] Два независимых отделения — холодильное и морозильное, что позволяет одновременно хранить



материалы при разных температурных режимах.

- Широкий температурный диапазон: от 0 до +17 $^{\circ}$ C в холодильном отделении и от -28 до -6 $^{\circ}$ C в морозильном.
- ullet Световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры и незакрытой двери.
- Система принудительной циркуляции воздуха поддерживает равномерное распределение температуры по всему объёму.
- Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери сохраняет холод внутри камеры.
- \bullet Дополнительные внутренние дверцы препятствуют потере холода при открывании основной двери.
- LED-освещение с автоматическим включением удобно для работы даже в условиях слабого освещения.
- Колёсные опоры облегчают перемещение и установку холодильника.
- Автоматическое размораживание испарителя холодильного отделения упрощает обслуживание.
- Надёжные механические замки на дверях холодильного и морозильного отделений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °С	0+17
Температура в морозильной камере, °C	-628
Общий объём, л	295
Объём холодильной камеры, л	210
Объём морозильной камеры, л	85
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R-600a
Максимальный шум, дБ	60
Габариты, мм	605 × 625 (665 с учётом ручки) × 1 650
Вес, кг	69
Вес в упаковке, кг	76
Габариты в упаковке, мм	655 × 680 × 1 690
Электропитание, В	230
Потребляемая мощность, Вт	170
Страна производства	Россия



Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.