

Медицинский ларингоскоп HEINE Classic+ F.O.

Ларингоскопы Арт. F-119.18.820



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Медицинский ларингоскоп HEINE Classic+ F.O.

Медицинский ларингоскоп HEINE Classic+ F.O. — профессиональная система для прямой ларингоскопии и интубации трахеи, предназначенная для визуализации гортани и голосовых связок при обеспечении проходимости дыхательных путей. Оборудование применяется в анестезиологии, реанимации, экстренной медицине, операционных блоках и отделениях интенсивной терапии.

Система выполнена на базе фиброоптической технологии F.O. (Fiber Optic), обеспечивающей яркое и равномерное освещение рабочей зоны без затенения поля обзора. Светодиодная подсветка способствует точной визуализации анатомических структур и повышает безопасность проведения интубации.

Ларингоскопы серии HEINE Classic+ F.O. поставляются в различных вариантах исполнения с комплектом клинков Macintosh и Paed, транспортировочным кейсом и рукоятками разных типов. В зависимости от комплектации система может оснащаться батарейечной рукояткой EasyClean LED или перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 LED NT с настольным зарядным блоком и Li-ion аккумулятором.

Конструкция оборудования ориентирована на ежедневную клиническую эксплуатацию и обеспечивает надёжность, удобство обработки и высокое качество освещения при проведении интубации у взрослых и детей.

Варианты исполнения

Ларингоскопы серии HEINE Classic+ F.O. поставляются с несколькими вариантами рукоятей:

- Standard F.O. LED (EasyClean) — работает от батареек типа LR14.
- Standard F.O. 4 LED NT — перезаряжаемая рукоять с Li-Ion аккумулятором и настольным блоком зарядки.

Особенности

- Фиброоптическая система освещения F.O. (Fiber Optic).
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Равномерное освещение без затенения поля обзора.
- Подходит для интубации взрослых и детей.
- Совместимость с клинками Macintosh и Paed.
- Надёжная металлическая конструкция.
- Удобство очистки и дезинфекции.
- Транспортировочный кейс в комплекте.
- Варианты исполнения с батарейечной или перезаряжаемой рукояткой.
- Отсутствие необходимости в запасной лампе.
- Профессиональное исполнение для анестезиологии и реанимации.

Комплект поставки

Вариант с рукоятью Standard F.O. LED (арт. F-119.18.820)

- Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Paed размер 1.
- Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Macintosh размер 2.

- Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Macintosh размер 3.
- Рукоятка ларингоскопа батарейная Standard F.O. LED (EasyClean).
- Кейс транспортировочный.

Вариант с рукоятью Standard F.O. 4 LED NT (арт. F-119.94.865)

- Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Paed размер 1.
- Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Macintosh размер 2.
- Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+ Macintosh размер 3.
- Рукоятка ларингоскопа перезаряжаемая Standard F.O. 4 LED NT.
- Аккумулятор Li-ion L 3,5 В.
- Блок зарядный настольный NT 4.
- Кейс транспортировочный.

Оба варианта исполнения поставляются без запасной лампы.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип оборудования	Ларингоскоп медицинский
Технология освещения	F.O. (Fiber Optic)
Тип освещения	Светодиодное
Тип ларингоскопии	Прямая
Тип клинков	Macintosh, Paed
Размер клинка Paed	1
Размер клинка Macintosh	2, 3
Тип рукоятки HE.(F-119.18.820)	Standard F.O. LED (EasyClean)
Тип рукоятки HE.(F-119.94.865)	Standard F.O. 4 LED NT
Тип питания HE.(F-119.18.820)	Батарейный
Тип питания HE.(F-119.94.865)	Перезаряжаемый аккумулятор Li-ion
Вес HE.(F-119.18.820)	0,93 кг
Вес HE.(F-119.94.865)	1,67 кг

Преимущества

- Фиброоптическая технология F.O. обеспечивает яркое и равномерное освещение рабочей зоны.
- Светодиодная подсветка отличается высокой яркостью, долговечностью и стабильностью светового потока.
- Отсутствие затенения поля обзора во время интубации.
- Точная визуализация гортани и голосовых связок.
- Подходит для работы со взрослыми и педиатрическими пациентами.
- Совместимость с клинками Macintosh и Paed различных размеров.
- Надёжная металлическая конструкция для интенсивной клинической эксплуатации.
- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и уверенный хват.
- Исполнение EasyClean облегчает санитарную обработку и дезинфекцию.
- Перезаряжаемая рукоятка 4 LED NT снижает затраты на элементы питания.
- Li-ion аккумулятор обеспечивает стабильную работу системы освещения.
- Настольный зарядный блок NT 4 повышает удобство эксплуатации.
- Качественная оптическая система способствует безопасному проведению интубации.
- Подходит для применения в анестезиологии, реанимации и экстренной медицине.
- Транспортировочный кейс обеспечивает безопасное хранение и перемещение оборудования.
- Отсутствие необходимости использования запасной лампы.
- Высокая надёжность системы при ежедневной эксплуатации.
- Компактное размещение компонентов в транспортировочном кейсе.
- Быстрая готовность оборудования к работе.
- Профессиональное исполнение для медицинских учреждений.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	F-119.18.820
Бренд	HEINE Optotechnik
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039929.pdf
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.