

## Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-200

Контейнеры для дезинфекции

**Ваша цена**

Розница  
**339 руб.**

**Оптовая цена**  
**327 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение



НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский лоток Ока–Медик ЛМПу–200

Медицинский лоток Ока – Медик ЛМПу – 200 представляет собой компактный инструментальный контейнер, предназначенный для размещения медицинских инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур в условиях лечебно-профилактических учреждений всех профилей.

Изделие применяется при выполнении мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки, а также при стерилизации инструментов в сухожаровых шкафах и другими разрешёнными методами. Конструкция обеспечивает удобство работы персонала и безопасное хранение изделий медицинского назначения на всех этапах обработки.

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к многократным циклам обработки, включая паровую стерилизацию, химическую дезинфекцию и обработку в соответствии с МУ 287–113. Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях интенсивной нагрузки.

#### Особенности

- Компактные размеры, удобные для повседневного использования в медицинской практике.
- Устойчивость к многократной дезинфекции и стерилизации без потери эксплуатационных свойств.
- Возможность применения при различных методах обработки медицинских инструментов.
- Изготовление из медицинской нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Подходит для использования в учреждениях любого профиля.
- Простота очистки и обслуживания после процедур.
- Длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

#### Технические характеристики

| Характеристика | Значение          |
|----------------|-------------------|
| Вместимость    | 0,5 л             |
| Материал       | нержавеющая сталь |

### Преимущества

- Устойчивость к многократным циклам дезинфекции и стерилизации без ухудшения эксплуатационных свойств.
- Возможность обработки паровым, сухожаровым и химическим методами в соответствии с действующими санитарными требованиями.
- Коррозионная стойкость благодаря применению медицинской нержавеющей стали.
- Стабильная геометрия изделия при термических и химических нагрузках.
- Подходит для интенсивной эксплуатации в условиях лечебно-профилактических учреждений.
- Гигиеничная поверхность, упрощающая очистку после использования.
- Универсальность применения при различных медицинских процедурах обработки инструментов.
- Длительный срок службы при регулярной санитарной обработке.
- Совместимость с стандартными процессами предстерилизационной подготовки инструментов.

## Характеристики

---

| Параметр:           | Показатель:   |
|---------------------|---|
| Бренд               | Ока-Медик   |
| Страна бренда       | Россия  |
| Отрасли             | Для отделения стерилизации  |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005587.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005587.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 200×150×30  |
| Страна производства | Россия  |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.