

Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница

942 руб.

Оптовая цена

907 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский лоток Ока–Медик ЛМПу–260

Медицинский лоток Ока–Медик ЛМПу–260 — ёмкость из высококачественной стали, предназначенная для размещения медицинских инструментов и изделий при выполнении различных процедур. Лоток применяется для мойки, дезинфекции, предстерилизационной подготовки и стерилизации, включая обработку в сухожаровых шкафах. Конструкция устойчива к всем видам дезинфекции, паровой и химической стерилизации по МУ 287–113.

Модель оборудована плотно прилегающей крышкой, что обеспечивает защиту содержимого от контаминации при переносе и хранении. Благодаря прочности материала и антикоррозионным свойствам лоток подходит для ежедневной эксплуатации в лечебно–профилактических учреждениях любых профилей.

Универсальное назначение позволяет использовать лоток как в процедурных, так и в лабораторных, хирургических и стерилизационных отделениях.

Особенности

- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
- Подходит для мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации.
- Совместим с сухожаровыми шкафами.
- Устойчив к паровой и химической стерилизации по МУ 287–113.
- Оснащён плотно закрывающейся крышкой.
- Подходит для ежедневного применения в ЛПУ любого профиля.
- Вместимость 1 литр.

Преимущества

- Изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения с повышенной коррозионной стойкостью.
- Подходит для мойки, дезинфекции, предстерилизационной подготовки и стерилизации инструментов.
- Совместим с сухожаровыми шкафами и паровой стерилизацией.
- Устойчив к обработке всеми распространёнными дезинфицирующими средствами.
- Оснащён плотно прилегающей крышкой, предотвращающей попадание загрязнений.
- Обеспечивает безопасное хранение и транспортировку обработанных инструментов.
- Удобная форма облегчает размещение изделий и обеспечивает равномерное покрытие растворами при дезинфекции.
- Сохраняет геометрию и прочность даже при регулярных термических воздействиях.
- Подходит для использования в процедурных, хирургических, лабораторных и стерилизационных отделениях.
- Лёгко поддаётся очистке и повторной обработке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005592.pdf
Габариты, мм	260 × 180 × 30
Вес, кг	0.41
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.