

## Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-300

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница  
**658 руб.**

**Оптовая цена**  
**634 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский лоток Ока–Медик ЛМПу–300

Медицинский лоток Ока–Медик ЛМПу–300 – изделие медицинского назначения, предназначенное для размещения инструментов и расходных материалов при проведении различных лечебно-диагностических и манипуляционных процедур. Используется на этапах мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации медицинских изделий в сухожаровых шкафах и других установках.

Лоток применяется в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей, обеспечивая удобную организацию рабочего пространства медицинского персонала и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Изделие выполнено из нержавеющей стали, устойчивой к многократному воздействию дезинфицирующих средств, пара и химических растворов в соответствии с МУ 287-113.

#### Особенности

- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и агрессивным средам.
- Сохраняет эксплуатационные свойства при многократных циклах стерилизации.
- Подходит для обработки паровым, химическим и термическим методами.
- Обеспечивает удобное размещение и транспортировку медицинских инструментов.
- Универсален для применения в учреждениях различного профиля.
- Простая конструкция облегчает санитарную обработку и поддержание стерильности.
- Устойчив к механическим нагрузкам при ежедневной эксплуатации.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Вместимость	1,5 л
Материал	нержавеющая сталь

### Преимущества

- Изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, устойчивой к многократному воздействию дезинфицирующих и стерилизационных средств.
- Сохраняет геометрическую стабильность и эксплуатационные свойства при регулярной термической и химической обработке.
- Подходит для применения в условиях высоких санитарных требований и интенсивной эксплуатации.
- Обеспечивает удобную организацию инструментов и расходных материалов во время медицинских процедур.
- Устойчив к воздействию пара и высоких температур при стерилизации в сухожаровых шкафах.
- Не подвержен коррозии при контакте с агрессивными химическими растворами.
- Облегчает поддержание стерильности рабочего пространства за счёт гладкой поверхности и простоты очистки.

- Универсален для использования в различных отделениях лечебно-профилактических учреждений.
- Рассчитан на длительный срок эксплуатации при ежедневном использовании.
- Не впитывает загрязнения и биологические жидкости, легко поддается санитарной обработке.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ока-Медик
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005589.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005589.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	300×220×30
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.