

## Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-400

Контейнеры для дезинфекции

**Ваша цена**

Розница

**1 337 руб.**

**Оптовая цена**

**1 287 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение



НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-400

Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-400 предназначен для размещения медицинских инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.

Лоток используется при мойке, дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации медицинских изделий, включая обработку в сухожаровых шкафах и другие методы обработки. Конструкция изделия обеспечивает удобство эксплуатации при выполнении медицинских манипуляций.

Изделие изготовлено из нержавеющей стали, устойчивой к циклам многократной обработки, включая паровую стерилизацию и химическую дезинфекцию в соответствии с МУ 287-113. При необходимости к лотку может быть подобрана соответствующая крышка.

#### Особенности

- Предназначен для размещения медицинских инструментов и расходных материалов при различных процедурах.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Подходит для многократной стерилизации паровым и химическим способом.
- Допускает обработку в сухожаровых шкафах.
- Устойчив к циклам предстерилизационной очистки.
- Прочная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию.
- Гладкая поверхность облегчает санитарную обработку изделия.
- Совместим с медицинскими учреждениями всех профилей.
- Возможность использования совместно с крышкой для лотка.
- Соответствует требованиям обработки медицинских изделий по МУ 287-113.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Вместимость	3 л
Материал	нержавеющая сталь

### Преимущества

- Ёмкость 3 л для размещения инструментов и изделий медицинского назначения.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивая к дезинфекции и стерилизации.
- Подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.
- Можно использовать с соответствующей крышкой для предотвращения загрязнения.
- Прочный и долговечный материал обеспечивает длительный срок службы.
- Устойчив к воздействию химических средств и паровой стерилизации.
- Удобная форма для размещения и организации инструментов.
- Облегчает процесс мойки, дезинфекции и предстерилизационной обработки.

- Сохраняет стерильность содержимого при хранении и транспортировке.
- Соответствует требованиям современных медицинских стандартов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003423.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003423.pdf</a>
Габариты, мм	400×300×40
Вес, кг	0.8
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.