

Медицинский манипуляционный столик Ока-Медик СМи-5

Столики



Ваша цена

Розница
6 111 руб.

Оптовая цена
6 056 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

``html id="j4m8qp"

Медицинский манипуляционный столик Ока-Медик СМи-5

Медицинский манипуляционный столик Ока-Медик СМи-5 предназначен для размещения, транспортировки и перемещения медицинских инструментов, материалов, медикаментов, препаратов, перевязочных средств и стерильных хирургических инструментов.

Столик применяется в процедурных, смотровых, перевязочных, операционных и врачебных кабинетах лечебных учреждений различных профилей. Компактные размеры модели обеспечивают удобство эксплуатации даже в помещениях с ограниченным пространством.

Каркас столика изготовлен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке и интенсивной эксплуатации. Конструкция оснащена двумя прямоугольными полками с небольшими бортиками, образованными металлическим каркасом.

Полки выполнены из материалов, устойчивых к воздействию агрессивных сред, легко очищаются и поддаются регулярной дезинфекции. Столик поставляется в трёх модификациях: с двумя полками из закалённого стекла, с одной стеклянной и одной полкой из нержавеющей стали, а также с двумя полками из нержавеющей стали.

Для удобства перемещения предусмотрены две эргономичные ручки. Столик оснащён четырьмя самоориентирующимися колёсами диаметром 50 мм. По желанию заказчика возможна установка колёс диаметром 75 мм или 100 мм для повышения мобильности на различных типах напольных покрытий.

Разборная конструкция облегчает хранение, транспортировку и сборку изделия. Максимальная допустимая нагрузка на столик составляет 37,5 кг.

Особенности

- Каркас из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.
- Устойчивость конструкции к санитарно-дезинфекционной обработке.
- Две прямоугольные полки с бортиками.
- Полки устойчивы к воздействию агрессивных сред.
- Лёгкая очистка и дезинфекция поверхностей.
- Три варианта исполнения полок.
- Исполнение с двумя полками из закалённого стекла.
- Исполнение с одной стеклянной и одной полкой из нержавеющей стали.
- Исполнение с двумя полками из нержавеющей стали.
- Две эргономичные ручки для удобного перемещения.
- Четыре самоориентирующихся колеса.
- Стандартный диаметр колёс – 50 мм.
- Возможность установки колёс диаметром 75 мм или 100 мм.
- Разборная конструкция для удобства хранения и транспортировки.
- Максимальная нагрузка на столик – 37,5 кг.
- Подходит для интенсивной ежедневной эксплуатации.

Комплект поставки

- Каркас столика.
- Полки – 2 шт.
- Колёса – 4 шт.

- Паспорт изделия.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Материал каркаса | Сталь |
| Количество полок | 2 |
| Варианты исполнения полок | Закалённое стекло, нержавеющая сталь |
| Диаметр колёс | 50 мм |
| Возможный диаметр колёс | 75 мм, 100 мм |
| Количество колёс | 4 |
| Разборная конструкция | Да |
| Максимальная нагрузка | 37,5 кг |
| Гарантия производителя | 24 мес. |

Преимущества

- Прочный каркас из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.
- Устойчивость конструкции к санитарно-дезинфекционной обработке.
- Две удобные полки для размещения инструментов и медицинских принадлежностей.
- Полки устойчивы к воздействию агрессивных сред.
- Поверхности легко очищаются и дезинфицируются.
- Возможность выбора исполнения полок из закалённого стекла или нержавеющей стали.
- Исполнение с комбинированными полками из стекла и нержавеющей стали.
- Небольшие бортики полок предотвращают соскальзывание предметов.
- Две эргономичные ручки для удобного перемещения столика.
- Четыре самоориентирующихся колеса обеспечивают высокую манёвренность.
- Стандартные колёса диаметром 50 мм.
- Возможность установки колёс диаметром 75 мм или 100 мм.
- Компактные размеры для эксплуатации в небольших помещениях.
- Разборная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- Максимальная нагрузка на столик составляет 37,5 кг.
- Подходит для интенсивной ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------|---|
| Бренд | Ока-Медик |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040079.pdf |
| Габариты, мм | 6701×445×850 |
| Вес, кг | 10 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.