

Медицинский металлический шкаф Промет HILFE МД 1 1650/SG

Шафы и сейфы



ПРОМЕТ
 Сохраняем без потерь

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Медицинский металлический шкаф Промет HILFE МД 1 1650/SG

Медицинский металлический шкаф Промет HILFE МД 1 1650/SG предназначен для хранения медикаментов, медицинских инструментов, расходных материалов, больничной документации и карточек пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических центрах, поликлиниках, лабораториях и других медицинских организациях.

Шкаф выполнен из стали с гигиенически безопасным коррозионно-устойчивым порошковым покрытием белого цвета (RAL 9003), устойчивым к регулярной санитарной обработке. Верхнее отделение оборудовано стеклянной дверью с магнитной защёлкой, обеспечивающей надёжную фиксацию в закрытом положении. Нижнее отделение оснащено металлической дверью с ключевым замком HILFE, имеющим около 2 000 комбинаций.

Конструкция шкафа предусматривает четыре полки, позволяющие рационально организовать хранение медицинских изделий и документации. Металлические полки рассчитаны на нагрузку до 30 кг, стеклянные — до 10 кг. Шкаф поставляется в разобранном виде и комплектуется регулируемыми опорами для устойчивой установки на неровной поверхности.

Особенности

- Предназначен для хранения медикаментов, инструментов и медицинской документации.
- Стальная сварная конструкция.
- Верхняя стеклянная дверь толщиной 4 мм.
- Стеклянные полки толщиной 5 мм.
- Металлическая нижняя дверь с ключевым замком HILFE.
- Ключевой замок с 2 000 комбинаций.
- Хромированные магнитные защёлки на стеклянной двери.
- Максимальная нагрузка на металлическую полку — 30 кг.
- Максимальная нагрузка на стеклянную полку — 10 кг.
- Гигиенически безопасное коррозионно-устойчивое порошковое покрытие.
- Цвет корпуса — белый (RAL 9003).
- Поставка в разобранном виде.
- Четыре регулируемые опоры входят в комплект поставки.
- Возможность установки трейзера МД 1 1650 в нижнее отделение (опция).
- Возможность изготовления в цветовых вариантах RAL-610-1 и RAL-710-1 (под заказ).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Хранение медикаментов, инструментов и медицинской документации
Количество дверей	2
Количество полок	4
Толщина стекла двери	4 мм
Толщина стеклянной полки	5 мм
Максимальная нагрузка на металлическую полку	30 кг
Максимальная нагрузка на стеклянную полку	10 кг

Тип замка	Ключевой HILFE
Количество комбинаций замка	2 000
Фиксация стеклянной двери	Хромированная магнитная защёлка
Покрытие	Гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Цвет	Белый (RAL 9003)
Дополнительные цвета	RAL-610-1, RAL-710-1 (под заказ)
Поставка	В разобранном виде
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ
КВМИ	270000 – шкаф медицинский для хранения инструментов
КТРУ	32.50.30.110-00000077

Показания к применению

- Хранение медикаментов.
- Размещение медицинских инструментов.
- Хранение расходных материалов.
- Хранение больничной документации.
- Размещение карточек пациентов.
- Оснащение кабинетов, процедурных, лабораторий, отделений и других медицинских помещений.

Комплект поставки

- Шкаф медицинский HILFE МД 1 1650/SG (в разобранном виде).
- Комплект полок.
- Четыре регулируемые опоры.
- Комплект замков и ключей.
- Комплект крепёжных элементов.
- Паспорт (руководство по сборке и эксплуатации).

Преимущества

- Предназначен для удобного хранения медикаментов, инструментов и медицинской документации.
- Прочная стальная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Гигиенически безопасное порошковое покрытие устойчиво к коррозии и регулярной санитарной обработке.
- Верхняя стеклянная дверь обеспечивает хороший обзор содержимого шкафа.
- Стеклянная дверь оснащена хромированной магнитной защёлкой для надёжной фиксации в закрытом положении.
- Нижнее отделение закрывается на ключевой замок HILFE с 2 000 комбинаций.
- Четыре полки позволяют эффективно организовать внутреннее пространство.
- Металлические полки выдерживают нагрузку до 30 кг.
- Стеклянные полки рассчитаны на нагрузку до 10 кг.
- Стеклянная дверь изготовлена из стекла толщиной 4 мм.
- Стеклянные полки выполнены из стекла толщиной 5 мм.
- Регулируемые опоры обеспечивают устойчивую установку на неровной поверхности.
- Поставляется в разобранном виде, что упрощает транспортировку и хранение.
- Предусмотрена возможность установки внутреннего трейзера МД 1 1650 в нижнее отделение.
- Доступно исполнение в стандартном белом цвете RAL 9003 и окраска в другие цвета по заказу.
- Подходит для оснащения кабинетов, процедурных, лабораторий, отделений и других медицинских помещений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Промет
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040284.pdf
Габариты, мм	1655×500×320
Вес, кг	26
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.